

医療用品(4) 整形用品
高度管理医療機器 全人工肘関節 70496000
FINE人工肘関節(γ線滅菌品)

再使用禁止**【警告】**

- 製品の装着には骨セメントを用いて固定すること。
○骨セメント使用の際は、必ず骨セメントの添付文書を熟読し、その指示に従うこと。
○インプラント材料を患者に使用する場合、患者に対する術後指導を十分に行うこと。
【術後、インプラントが十分固定される前に過負荷を与えると折損等が起こり、不具合発現の危険性が高まるおそれがある。】

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止。
- インプラントに損傷の認められるものは使用しないこと。
[インプラントが正しく機能しない可能性がある。]
- 感染症の患者に使用しないこと。
[感染巣の転移や敗血症併発のおそれがある。]
- 神経障害、精神障害、アルコール中毒または薬物中毒など、術後指導の徹底が困難な患者に使用しないこと。
[医師の指導に従えず、術後管理が十分に行えないため、治療が長期化し、不具合発現の危険性が高まるおそれがある。]
- 金属や異物に対して重篤なアレルギーがある患者に使用しないこと。
(「不具合・有害事象」の項参照)
- 再滅菌は品質の低下や汚染の可能性があるため、行わないこと。
- 滅菌包装に損傷が認められるものは、滅菌状態が保たれていない可能性があるため、使用しないこと。
- 他メーカーのインプラント材料及びステンレス系インプラント材料と併用しないこと。(「相互作用」の項参照)

【形状・構造及び原理等】*

- 組成:各製品の原材料は表1をご覧ください。
- 形状・構造
本システムを構成する各製品の形状は以下のとおり。
本添付文書に該当する製品の製品名、サイズなどについては包装表示ラベルに記載されていますのでご確認ください。




表1

製品名	原材料
上腕骨コンポーネント (クランクシステム) (Y型システム) (クランクシステム/サーフェイスタイプ) (Y型システム/サーフェイスタイプ)	Co-Cr-Mo合金
尺骨コンポーネント (オールポリエチレンタイプ) (メタルバックタイプ)	超高分子量ポリエチレン
尺骨ステム	Ti-6Al-4V合金
尺骨ホルダー	Ti-6Al-4V合金
橈骨ホルダー	Co-Cr-Mo合金
橈骨ソケット	超高分子量ポリエチレン

3.原理

本品は、肘関節不全の患者に用いる人工肘関節であり、上腕骨コンポーネント、尺骨コンポーネント、尺骨ステム、尺骨ホルダー、橈骨ホルダー、橈骨ソケットからなる。上腕骨コンポーネントはCo-Cr-Mo合金製であり、上腕骨コンポーネントと摺動面をなす尺骨コンポーネント及び橈骨ソケットは超高分子量ポリエチレン製である。尺骨ステムは尺骨コンポーネント(メタルバックタイプ)、尺骨ホルダーは尺骨コンポーネント(オールポリエチレンタイプ)、橈骨ホルダーは橈骨ソケットとそれぞれ組み合わせて使用する。また、本品は骨セメントを用いて固定する。

【使用目的又は効果】

適応患者:肘関節不全の患者

疾患名:関節リウマチ、変形性関節症など

使用する状況:関節機能再建の為の人工肘関節置換術

期待する結果:疼痛の除去や低減、QOLの向上など関節機能の改善

適応症

保存的治療又は他の手術療法ではもはや治療することが出来ない変形性関節症やリウマチ性関節症。

ただし、関節骨折、又は骨壊死による重篤な関節疾患で、患者に以下の事項について説明し、同意を得た場合。

- 人工関節置換術は常に本来の関節機能よりも劣り、術前の状態と比較して相対的に良好な状態しか得られない。
- 人工関節は過負荷、摩耗によって弛緩し易い。
- 人工関節の弛緩は、再置換術を必要とし、ある特定の状況下では、関節機能を回復する機会が永久に失われてしまう場合がある。
- 人工関節置換術実施後に、患者は定期的な医学的フォローアップを受けなければならない。
- 人工関節は負荷、作業及びスポーツがもたらす極めて過度のストレスに耐えられない。

【使用方法等】





[準備]

本品は滅菌済で供給されるため、開封は使用直前に行い、無菌的に取り扱うこと。

[使用方法]

<標準型>

1.皮切・展開 ・橈側後方より皮切し、関節部を露出します。	
2.センタリングロッドの挿入 ・髓腔センターに孔あけを行い、センタリングロッドの挿入を行います。	
3.上腕骨遠位端面の骨切除 ・上腕骨遠位部カッティングガイドを用いて、上腕骨遠位端面の骨切除を行います。	
4.上腕骨斜角面の骨切除 ・上腕骨2面カッティングガイドを用いて、上腕骨斜角面の骨切除を行います。	
5.上腕骨フォッサ部の骨切除 ・上腕骨フォッサ部カッティングガイドを用いて、上腕骨フォッサ部の骨切除を行います。	
6.上腕骨髓腔ラスピング ・上腕用ラスプにて上腕骨髓腔のラスピングを行います。	

7.尺骨関節面のリーミング ・尺骨ドラムリーマを用いて、尺骨関節面のリーミングを行います。	
8.尺骨髓腔ラスピング ・尺骨髓腔ラスプを用いて、尺骨髓腔のラスピングを行います。	
9.肘頭の骨切除 ・尺骨コンポーネントのデザインに合わせ、肘頭の骨切除を行います。	
10.橈骨近位部の骨切除 ・橈骨関節面に対して、垂直に骨切除を行います。	
11.橈骨髓腔のリーミング ・橈骨テーパーリーマを用いて、橈骨髓腔のリーミングを行います。	
12.トライアル ・各トライアルを設置し、関節の安定性を確認します。	
13.インプラント設置 ・上腕骨コンポーネント打込み器及び尺骨コンポーネント打込み器を用いてインプラントを設置します。	
14.縫合・閉創 ・十分な洗浄を行い、縫合・閉創します。	

※当該手術に使用する器械は専用品である。
 ※本品の固定にはセメントを使用する。
 ※組合わせて使用する当社既承認品の構成部品は以下の通り。
 1.販売名：ファイン人工肘関節
 医療機器承認番号：21200BZZ00412A01
 組合せる構成部品：上腕骨コンポーネント、尺骨コンポーネント
 橈骨ソケット、橈骨ホルダー

【使用上の注意】*

1.使用注意(次の患者には慎重に使用すること)

- (1)関節製品の機能に影響を与える疾患を有している患者[コンポーネントが正しく機能しない可能性があるため、慎重に使用して下さい。]
- (2)全身疾患及び代謝性障害の患者[患者の術後の日常生活に障害が出る可能性があるため、慎重に使用して下さい。]
- (3)重篤な骨粗しょう症及び骨軟化症の患者[コンポーネントの安定性が得られなくなる可能性があるため、慎重に使用して下さい。]
- (4)製品を安全に埋入する上で妨げとなる骨構造の重篤障害の患者[コンポーネントが正しく機能しない可能性があるため、慎重に使用して下さい。]
- (5)製品固着域に骨腫瘍がある患者[コンポーネントの安定性が得られなくなる可能性があるため、慎重に使用して下さい。]
- (6)骨変形症、軸位置決め誤差、又は人工関節の埋入に妨げとなる骨状態の患者[コンポーネントが正しく機能しない可能性があるため、慎重に使用して下さい。]
- (7)過度の肥満又は体重超過の患者[コンポーネントの折損又は骨内における安定性が得られなくなる可能性があるため、慎重に使用して下さい。]
- (8)関節製品に過負荷が与えられる患者[コンポーネントが正しく機能しない可能性があり、コンポーネントの折損又は骨内における安定性が得られなくなる可能性があるため、慎重に使用して下さい。]

2.重要な基本的注意

- 手術前及び手術中に製品を正しく取り扱う事は、非常に重要であり、関節置換の成功にとって重要です。
- ・滅菌包装であるため、取扱いは慎重に行うこと。
 - ・水濡れしないように取扱うこと。
 - ・製品表面を損傷しないように取扱いには気をつけること。
 - ・本品については、試験によるMR安全性評価を実施していない。
- MRI(磁気共鳴画像診断装置)検査において、温度上昇、マイグレーションやアーチファクトが発生する場合がある。

- 術前には以下が遵守されているか確認すること。
- ・手術に必要な製品が全て用意されていること。
 - ・製品の梱包が未開封であり、滅菌包装に破損はなく、滅菌有効期限内であること。
 - ・製品の滅菌状態が維持されていること。
 - ・埋入される専用器械が全て揃っていて、良好な作業手順が確保されていること。
 - ・製品埋入のための器械操作及び手術手技についての情報を入手し、術者及びスタッフがこの情報に習熟していること。
 - ・医学的技術の規則、最新技術及び医学研究者による学術的出版物の内容等の知識が得られており遵守されていること。
 - ・術前の状態が不明確な場合、特に他の製品が既に埋入されている場合において、その製造販売業者より情報が得られていること。
- 手術を行う際は以下の条件を遵守すること。
- ・注意の行き届いた手術手技により骨折等を回避すること。
 - ・製品の母体に骨折が起こった場合には、製品の固着に決定的な影響を及ぼすので、術中及び術後に適切な処置を講じること。
 - ・製品の選択は、手術計画に従って骨が切除され、最終的に用意された手術用器械によって決定すること。
 - ・製品装着時にハンマーでインパクトをかける際、骨折等を引き起こす可能性があるため、注意すること。
 - ・骨セメントを使用する場合には、その使用説明書を熟読し、使用上の注意を十分に遵守した上で使用すること。
 - ・種類の異なるコンポーネントと併用しないこと。
 - ・摺動面に存在する不要な介在物は、人工関節の異常な摩耗原因となるので、創を閉鎖する前に除去すること。

3. 相互作用 併用禁忌・禁止(併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
人工関節(種類の異なる製品)	人工関節として正しく作動しないおそれがある。	開発コンセプトが一致していないため、正常に作動しない。
ステンレス系材料との組合せ	人工関節として正しく作動しないおそれがある。	異種金属間で電解腐食のおそれがある。

4. 不具合・有害事象

(1)重大な不具合

- ①製品コンポーネントの移動、弛緩及び破損：製品を埋入された患者にはまれに発現することがあるので、認められた場合、直ちに適切な処置をすること。

(2)重大な有害事象

- ①二次的感染：製品の置換術中、製品による感染の危険性があるため、製品の滅菌コントロールには細心の注意を払うこと。

(3)その他の有害事象

- ①脱臼、関節屈曲角度の制約、術後における骨長さの変化及び関節痛
- ②原発的感染
- ③神経障害、血腫、創治癒障害
- ④製品材料に対する組織反応
- ⑤関節痛及び運動制限を伴う関節周囲の石灰化
- ⑥手術中の多量出血

5.高齢者への適用

高齢者は一般的に骨量・骨質が十分でないことが多いので、慎重に使用し、治療の経過にも十分に注意して下さい。

6.その他の注意

- ・使用済みのインプラントは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従い適切に廃棄して下さい。
- ・外装箱に貼付されている開封シールが剥がされた製品は、品質管理上の問題が生じる為、返却しないで下さい。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：高温、多湿、直射日光を避けて保管して下さい。
 有効期間：包装表示ラベルに記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ・製造販売業者
 帝人ナカシマメディカル株式会社
 TEL. 086-279-6278(代表)
- ・製造業者
 帝人ナカシマメディカル株式会社