

医療用品 (4) 整形用品
高度管理医療機器 体内固定用プレート 35241003
(体内固定用ネジ16101003、体内固定用ボルト16077003)
ナカシマ 下肢用骨端プレート

再使用禁止**【警告】**

インプラント材料を患者に使用した後、抜去するまで患者に対する術後指導を十分に行うこと。
[術後、インプラントが十分固定される前に過負荷を与えると折損等が起こり、不具合発現の危険性が高まるおそれがある。]

【禁忌・禁止】

- 1.再使用禁止。
- 2.インプラントに損傷の認められるものは使用しないこと。
[インプラントが正しく機能しない可能性がある。]
- 3.感染症の患者に使用しないこと。
[感染巣の転移や敗血症併発のおそれがある。]
- 4.神経障害、精神障害、アルコール中毒または薬物中毒など、術後指導の徹底が困難な患者に使用しないこと。
[医師の指導に従えず、術後管理が十分に行えないため、治療が長期化し、不具合発現の危険性が高まるおそれがある。]
- 5.金属や異物に対して重篤なアレルギーがある患者に使用しないこと。
(「不具合・有害事象」の項参照)
- 6.再滅菌は品質の低下や汚染の可能性があるため、行わないこと。
- 7.滅菌包装に損傷が認められるものは、滅菌状態が保たれていない可能性があるため、使用しないこと。
- 8.他メーカーのインプラント材料及びステンレス系インプラント材料と併用しないこと。(「相互作用」の項参照)

【形状・構造及び原理等】

- 1.組成:各製品の原材料、組成は表1をご覧ください。

表1

構 成	原材料／組成
プレート(オフセット型)	Ti-6Al-4V合金 (ASTM F136)
プレート(スペーサーT型)	
プレート(T型)	
プレート(スペーサーL型)	
プレート(アングル型)	
ロッキングスクリュー	
コーティカルスクリュー	
キャンセラススクリュー	
ロックボルト	
スペーサー	

2.形状・構造

本システムを構成する製品の形状は以下のとおり。

本添付文書に該当する製品の製品名、サイズなどについては包装表示ラベルに記載されていますのでご確認ください。



プレート(オフセット型)



プレート(スペーサーT型)



プレート(T型)



プレート(スペーサーL型)




プレート(アングル型)



ロッキングスクリュー



コーティカルスクリュー



キャンセラススクリュー



ロックボルト



スペーサー

3.原理

大腿骨及び脛骨の膝関節近傍で発生した骨折(いわゆる骨端骨折)により、膝関節機能が不全となる。その際、当該プレートとスクリューを用いることにより、骨折部分を接合し、膝の関節機能を改善する。
また、骨折とは別に骨疾患や変形性による膝関節不全の患者に対しては、大腿骨や脛骨を強制的に骨切りし、関節面のアライメントを矯正し固定する骨切り術を行う事で膝の関節機能を改善する。

【使用目的又は効果】

適応患者:膝関節不全の患者。

疾患名:関節拘縮や変形性関節症、骨折等。

使用状況:関節機能再建のための骨切り術、骨折観血的手術。

期待する結果:疼痛除去や低減、QOLの向上など関節機能の改善。

【使用方法等】

[準備]

本品は滅菌済で供給されるため、開封は使用直前に行い、無菌的に取り扱うこと。

[使用方法]

○骨折の場合

1.整備 ・骨片を正常な位置に整備する。 	2.プレートの設置 ・プレートを骨に設置する。
3.スクリューの下穴加工 ・ドリル及びドリルガイドを用いてスクリュー用の下穴を開ける。 	4.スクリュー固定 ・ドライバーでスクリューを固定する。
5.抜去は設置時と逆の手順で行う。	

○骨切りの場合

1.骨切り ・ノミにて骨切りを行う。 	2.骨切り部分の矯正 ・骨切り部分にウェッジを挿入し、スペーサーのサイズを決定する。
3.スペーサーの設置 ・ウェッジを残したまま、スペーサーを挿入し、設置できたらウェッジを抜去する。 	4.スクリューの下穴加工 ・ドリル及びドリルガイドを用いてスクリュー用の下穴を開ける。

5.スクリュー固定 ・ドライバーでスクリューを固定する。 	6.抜去 ・抜去は設置時と逆の手順で行う。
--	--------------------------

※当該手術に使用する器械は専用品である。
※組合せて使用する当社既承認品の構成品

1.販売名	チタン骨ネジ(滅菌品)
医療機器承認番号	21400BZZ00041000
組合せる構成品	スクリュー
2.販売名	チタン骨ネジ
医療機器承認番号	20100BZZ00423000
組合せる構成品	スクリュー

【使用上の注意】

1.使用注意(次の患者には慎重に使用すること)

- (1)骨形成、骨量・骨質が十分でない患者[十分な骨固定が得られず、骨折や製品の折損等により、不具合発現の可能性があります。]
- (2)糖尿病、関節リウマチの患者[骨形成が阻害され骨治癒が遅れることにより不具合発現の可能性があります。]
- (3)変性疾患の患者[製品との形状不適合等により、不具合発現の可能性があります。]
- (4)骨粗鬆症の患者[骨との固定が十分でない、または骨治癒が遅れることにより、不具合発現の可能性があります。]
- (5)てんかんの患者[医師の指導に従えず、術後管理が十分に行えないことにより、不具合発現の可能性があります。]
- (6)肥満体の患者[患者の負荷のため骨との固定に失敗したり、製品の変形や破損により不具合発現の可能性があります。]
- (7)ガイドワイヤーが意図しない方向に進んで周囲の組織内に進入しないように、(X線透視)イメージインテンシファイヤーを用いてキャニューレイテッドスクリュー用のガイドワイヤーの位置を頻繁にチェックしてください。
- (8)ガイドワイヤーは再使用しないでください。
- (9)中空内に骨碎片(いわゆる‘骨屑’)が集積しないように、中空構造を持つ器具はこれを術中に除去してください。

2.重要な基本的注意

- ・本品を用いる術式に習熟した医師の指導のもとに使用して下さい。
- ・インプラントは症例に応じて適切なサイズのインプラントを選択して下さい。不適切なサイズを選択するとインプラントや骨の折損に至る可能性が高くなります。
- ・インプラントを挿入又は抜去する際、インプラント同士の干渉によりインプラントの破損(スクリュースレッドの剥がれやヘッドの折損等)を起こすことがあるので十分注意し、慎重に行って下さい。万一インプラントの破損が生じた際は、創を十分に観察し、破損片を確実に除去すると共に、十分な洗浄を行って下さい。

3. 相互作用 併用禁忌・禁止(併用しないこと)

医療機器の 名称等	臨床症状・ 措置方法	機序・危険因子
・材質の異なる 製品 ・ステンレス系の 材料との組合せ	腐食による不具合により危険性が高まるおそれがある。	異種の金属が相互に触れ合うと、電気化学的腐食効果により腐食が生じるおそれがある。

4. 不具合・有害事象

不具合・有害事象が認められた場合は直ちに適切な処置を行って下さい。

(1)重大な有害事象

- ①骨短縮
- ②術後侵襲に起因する神経損傷
- ③骨壊死

(2)その他の有害事象

- ①偽関節・遷延治癒
- ②金属・異物アレルギー反応
(術前に製品選択のためのアレルギーテストが必要です。)
- ③骨密度低下
- ④痛み・不快・違和感
- ⑤血行再生阻害

5.高齢者への適用

高齢者は一般的に骨量・骨質が十分でないことが多いので、慎重に使用し、治療の経過にも十分に注意して下さい。

6.その他の注意

- ・使用済みのインプラントは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従い適切に廃棄して下さい。
- ・外装箱に貼付されている開封シールが剥がされた製品は、品質管理上の問題が生じる為、返却しないで下さい。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法:高温、多湿、直射日光を避けて保管して下さい。
有効期間:包装表示ラベルに記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ・製造販売業者
帝人ナカシマメディカル株式会社
TEL. 086-279-6278(代表)
- ・製造業者
帝人ナカシマメディカル株式会社