

エステンプNE

【禁忌・禁止】

本品の成分に対し、アレルギーを持つ患者には使用しないこと。

**【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、タイプ1のセメントでベースとキャタリストの2種類のペーストが充填されており、シリンジタイプとチューブタイプがある。シリンジタイプは付属品のチップを装着し、使用する。

タイプ	形状
オートミックス	
チューブ	ベース 
	キャタリスト 

2. 仕様

種類：タイプ1

硬化時間：1.5～10分

圧縮強さ：35 MPa 以下

被膜厚さ：25 μm 以下

3. 原理

2 剤を混合すると、化学反応により硬化する。

4. 原材料

ベース（酸化亜鉛、流動パラフィン 他）

キャタリスト（ロシン、カプリン酸 他）

5. 包装

オートミックスシリンジタイプ

：シリンジ（11 g）×2 本、チップ 2 個、

保管用キャップ 2 個、練和紙 1 冊 / 箱

チューブタイプ

：チューブ（20 ml）×2 本、練和紙 1 冊 / 箱

【使用目的又は効果】

仮着に使用する。

**【使用方法等】

※ 操作時間と硬化時間

練和は常温、常湿のもとで行うこと。

口腔内操作時間：約 1 分 30 秒

硬化時間（練和開始後）：約 5 分

- 1) 練和パッド上にベースとキャタリストを等量（1：1）押出す。
- 2) 形成歯面及び仮着する補綴物の内側を乾燥する。
- 3) 練和パッド上でセメントを約 20 秒間練和する。
- 4) 補綴物の内側全体に、練和したセメントを薄く塗布する。
- 5) 補綴物を形成歯に確実に装着する。
- 6) セメントが硬化後、余剰部分を除去する。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- 1) 記載の使用目的以外には使用しないこと。
- 2) 本品が皮膚や目に接触しないように注意すること。
- 3) 本品が皮膚または目に接触した場合は、多量の水で洗浄し必要に応じて医師の診断を受けさせること。
- 4) 使用期限の過ぎた製品を使用しないこと。
- 5) 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

2. 重要な基本的注意

本品の使用により発疹などの過敏症が発生した場合には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 1) 高温や強い光を避けて乾燥した涼しいところに保管すること。
- 2) 使用後は直ちにキャップを締めること。

【使用期限】

包装に記載の使用期限（製造日から 2 年）までに使用すること。（使用期限は自己認証[製造所データ]による。）

例：  20YY.MM は、使用期限が 20YY 年 MM 月を示す。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：SPIDENT CO., LTD.（スピデント社）

製造国：大韓民国