

機械器具 36 医療用ピンセット

管理医療機器 単回使用眼科用ピンセット JMDN コード：16209002

単回使用眼科手術用鑷子

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 本品は一症例一回限りの使用に限定されているので、再使用・再滅菌は絶対に行わないこと。
2. 包装等の破損により、製品の無菌性が損なわれている可能性がある場合には、絶対に使用しないこと。
3. 本品に異常を発見した場合は使用しないこと。
4. 本品は改造しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 外観

代表的な製品を示す。

製品の仕様は、被包の表示もしくは製品カタログを参照のこと。

- (1) 白内障手術用鑷子
製品番号：SUE07



- (2) 硝子体手術用鑷子
製品番号：SUI03



2. 材質

眼接触部：ステンレス鋼

3. 原理

- (1) 白内障手術用鑷子
板バネ構造の鑷子であり、先端部（挟部）の操作応力により、眼組織等の把持等を行う。
- (2) 硝子体手術用鑷子
ハンドルの開閉レバー操作により、先端部の外筒を前後移動させて挟部を開閉し、眼組織等の把持等を行う。

【使用目的、効能又は効果】

医療用の単回使用眼科用ピンセットとして用いる。

【操作方法又は使用方法等】

本品の包装を無菌的に開封し、先端部（挟部）を操作して、眼組織等の把持等を行う。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 鋭利な先端部の取り扱いには十分注意すること。
- (2) 包装が開封、破損又は汚損している場合は使用しないこと。
- (3) 製品が破損又は汚損している場合は使用しないこと。

2. その他の注意

- (1) 本品は、眼科手術以外の目的に使用しないこと。
- (2) 本品の使用後は、バイオハザードとして十分注意して取り扱うこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 保管方法

- (1) 高温、多湿、直射日光及び水ぬれを避けて室温で保管すること。
- (2) 包装材料にキズをつけたり、ピンホール等を生じさせないように取り扱うこと。
- (3) 製品に記載してある使用期限を確認し、使用期限が過ぎたものは廃棄すること。
- (4) 開封後、使用しなかった製品は廃棄すること。

2. 使用期限

使用期限を被包及び外箱に、西暦を 4 桁で、月を 2 桁で記載。

【包装】

1. 白内障手術用鑷子

1 本（1 パック）単位（1 箱 8 パック入り）

2. 硝子体手術用鑷子

- (1) 製品番号：SUI03、SUI05、65023S、65025S

1 本（1 パック）単位（1 箱 6 パック入り）

- (2) 製品番号：SUI04、SUI06、65024S、65026S

1 本（1 パック）単位（1 箱 2 パック入り）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：ボシュロム・ジャパン株式会社

〒140-0013 東京都品川区南大井 6-26-2

大森ベルポート B 館

電話：0120-328-342（カスタマーリレーションズ）

製造業者：Bausch & Lomb GmbH ボシュロム社、ドイツ