

歯科材料 01 歯科用金属  
管理医療機器 歯科非鋳造用チタン合金 (70795000)  
**アトランティス チタンブロック**

**【禁忌・禁止】**

本品成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

**【形状・構造及び原理等】**

形状: ブロック状

| 種類<br>(厚さ×幅×全長、単位:mm) |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 12 × 25 × 30          | 16 × 55 × 55    |
| 12 × 25 × 35          | 16 × 55 × 60    |
| 12 × 25 × 40          | 16 × 55 × 65    |
| 12 × 25 × 1000        | 16 × 55 × 70    |
| 12 × 35 × 30          | 16 × 55 × 1000  |
| 12 × 35 × 35          | 16 × 62 × 40    |
| 12 × 35 × 40          | 16 × 62 × 45    |
| 12 × 35 × 45          | 16 × 62 × 50    |
| 12 × 35 × 1000        | 16 × 62 × 55    |
| 12 × 45 × 30          | 16 × 62 × 60    |
| 12 × 45 × 35          | 16 × 62 × 65    |
| 12 × 45 × 40          | 16 × 62 × 70    |
| 12 × 45 × 45          | 16 × 62 × 75    |
| 12 × 45 × 50          | 16 × 62 × 1000  |
| 12 × 45 × 55          | 21 × 55 × 40    |
| 12 × 45 × 60          | 21 × 55 × 45    |
| 12 × 45 × 1000        | 21 × 55 × 50    |
| 12 × 55 × 35          | 21 × 55 × 55    |
| 12 × 55 × 40          | 21 × 55 × 60    |
| 12 × 55 × 45          | 21 × 55 × 65    |
| 12 × 55 × 50          | 21 × 55 × 70    |
| 12 × 55 × 55          | 21 × 62 × 45    |
| 12 × 55 × 60          | 21 × 62 × 50    |
| 12 × 55 × 65          | 21 × 62 × 55    |
| 12 × 55 × 1000        | 21 × 62 × 60    |
| 16 × 35 × 30          | 21 × 62 × 65    |
| 16 × 35 × 35          | 21 × 62 × 70    |
| 16 × 35 × 40          | 21 × 62 × 75    |
| 16 × 35 × 45          | 21 × 62 × 80    |
| 16 × 35 × 50          | 21 × 62 × 1000  |
| 16 × 35 × 1000        | 25.4 × 62 × 60  |
| 16 × 45 × 30          | 25.4 × 62 × 70  |
| 16 × 45 × 35          | 25.4 × 62 × 80  |
| 16 × 45 × 40          | 25.4 × 80 × 60  |
| 16 × 45 × 45          | 25.4 × 80 × 70  |
| 16 × 45 × 50          | 31.75 × 62 × 60 |
| 16 × 45 × 55          | 31.75 × 62 × 70 |
| 16 × 45 × 60          | 31.75 × 62 × 75 |
| 16 × 45 × 1000        | 31.75 × 62 × 80 |
| 16 × 55 × 40          | 31.75 × 80 × 60 |
| 16 × 55 × 45          | 31.75 × 80 × 70 |
| 16 × 55 × 50          |                 |

成分: チタン

**【使用目的又は効果】**

歯科修復物、補綴物又は装置を作製する。

**【使用方法等】**

1. 支台歯模型等を歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット等でスキャンし、作製予定の歯科修復物等を設計します。
2. 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット等に設計したデータを転送し、本品をミリングして歯科修復物等を作製します。

**【使用上の注意】**

[使用注意](次の患者には慎重に適用すること)

本品成分及び類似成分の合金に対して発疹、皮膚炎などの過敏症がないことを確認すること。また、使用により過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し医師の診断を受けること。

[重要な基本的注意]

\*\*本品については、試験による MR 安全性評価を実施していない。

[自己認証による]

**【保管方法及び有効期間等】**

[保管の条件]

本品は歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者: デンツプライシロナ株式会社

\*製造業者: デンツプライインプランツエヌバイ  
(DENTSPLY Implants N.V.)

製造国: ベルギー

\*\*[問い合わせ窓口]

デンツプライシロナ株式会社デジタルデンタルソリューションセンター東京  
テックサービス  
電話番号 0120-016-152