

医療用品 4 整形用品
管理医療機器 歯科根管用ポスト成形品 JMDN:38609000

デントクラフト ゴールドスクリューポスト

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・金属アレルギーを発現する可能性があるため、金属に感作又はアレルギー反応を示す患者には使用しないこと。
- ・金めっきが剥れたポストは根管内で腐食する可能性があるため、表面にキズがあるものやメッキが剥れたものは使用しないこと。
- ・本品は再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成品及び形状

①スクリューポスト：サイズは以下の 20 種類

サイズ		径φ×全長 (mm)	サイズ		径φ×全長 (mm)
S	S1	1.05×8	L	L1	1.05×12
	S2	1.20×8		L2	1.20×12
	S3	1.35×8		L3	1.35×12
	S4	1.50×8		L4	1.50×12
	S5	1.65×8		L5	1.65×12
	S6	1.80×8		L6	1.80×12
M	M1	1.05×9.5	XL	XL4	1.50×14
	M2	1.20×9.5		XL6	1.80×14
	M3	1.35×9.5			
	M4	1.50×9.5			
	M5	1.65×9.5			
	M6	1.80×9.5			

②キー：クロスキー、ホローキー

2. 原材料

ポスト：真鍮に金めっき
キー：真鍮に金めっき

【使用目的・効能又は効果】

歯科修復物、補綴物等の維持又は補強に用いる。

【品目仕様等】

引張り強さ：540 N/mm²以上

【操作方法又は使用方法等】

(使用方法)

- ①根管形成：使用するポストに適したサイズ及び形状を有するリーマーを用いて、ポストを植立する深さまで根管形成を行う。ポストの直径より小さいサイズのリーマーから開始し、ポスト径に合わせて段階的に拡大する。
- ②ポストの試適：キーを用いて根管にポストを挿入して試適を行い、必要に応じて根管形成を行う。試適後、ポストを根管から外す。
- ③ポストの埋入：根管内の清掃及び乾燥後、根管内にセメント材（合着材）を塗布し、キーを用いてポストを植立する。支台築造材料で包埋し、通法に従い支台築造を行う。

(使用方法に関連する使用上の注意)

- ① X線撮影等で根管の形状を確認し、適切なサイズのポストを選択すること。
- ②適切なポスト孔の形成を行うために、ポストのサイズに合わせた径のリーマーを使用すること。
- ③本品を根管内に植立する際、無理な力でねじ込まないように注意すること。
- ④本品を切断、切削しないこと。
- ⑤併用する他の全ての材料について、各々の取扱使用説明書に従って使用すること。
- ⑥本品を誤飲させないように注意すること。ラバーダムシートの使用を推奨する。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- ①本品を再使用しないこと。
- ②本品は、記載の使用目的のみに使用すること。
- ③本品は、歯科医療有資格者のみ使用すること。

2. 重要な基本的注意

本品の使用により感作又はアレルギー反応が現れる可能性があるため、異常を認めた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

(貯蔵・保管方法)

- ・本品は、室温で乾燥した場所に保管すること。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

アソート：120 本（各サイズ 6 本入り）
キー（2 種類 各 1 本）
ポスト単品：12 本入り（全 20 サイズ）
キー単品：1 本入り（2 種類）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元： 株式会社 **ヨシダ**
住所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ窓口

器材営業本部
電話番号：03-3845-2931
FAX 番号：03-3841-8204製造元：ハラルドノルディン社
Harald Nordin S.A.（国名：スイス）