

再使用禁止

C i P R O 手術用グローブ

【禁忌・禁止】

- 1) 再使用禁止。
- 2) 天然ゴムラテックスによるアナフィラキシー様症状の経験がある医療従事者の使用、及び患者への使用は禁止。

4. 包装を開封したらすぐに使用すること。
5. 薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透したりする可能性があるので確認の上、使用すること。
6. 使用中に手袋が破れた場合は、新しい製品に交換すること。
7. 使用後は感染予防に配慮して安全な方法で処分すること。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状、構造

形 状	C（曲指形）
表面仕上げ	T（粗面）
パ ウ ダ	なし

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

1. 本品は、医科又は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
2. 水ぬれに注意し、高温、多湿な場所、及び直射日光、蛍光灯等の紫外線を避けて保管すること。

【種類】

呼び番号	しょう部の幅	最小全長	厚さ
5. 5	72±4	250	すべての 呼び番号 について 粗面部分 0.13 以上
6	77±5	260	
6. 5	83±5	260	
7	89±5	270	
7. 5	95±5	270	
8	102±6	270	

（サイズ単位：mm）

【使用期限】

本品に記載されている使用期限までに使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1－9－1
電話番号：076-278-8800

製造業者：WEAR SAFE (MALAYSIA) SDN. BHD.
（ウェアセーフ（マレーシア）社）
製造国：マレーシア

2. 原理

本品の装着により使用者の手指と患者との間にバリアを形成し交差感染から守る。

3. 原材料

天然ゴムラテックス

4. 包装

50 双（100 枚） / 箱

【使用目的又は効果】

医科及び歯科の手術において、患者及び使用者を交差感染から保護すること。

【使用方法等】

【使用方法】

1. 包装を開封し、台紙ごと手袋を取りだす。
2. 台紙の折り返し部分をつまんで開き、手袋を装着する。

【使用上の注意】

1. この製品は天然ゴムを使用しています。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがある。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。
2. 本品は、装着をスムーズにする為に内面にアクリル樹脂をコーティングしております。皮膚等にかぶれ、炎症が生じた場合は、ただちに使用を中止し、医師に相談すること。
3. 包装が破損、汚損している場合、及び製品に破損、変形、ピンホール等の異常が認められた場合は使用しないこと。