

機械器具74 医薬品注入器
管理医療機器 単回使用一般静脈用翼付針 70378000

投与セット

再使用禁止

【禁忌・禁止】 1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は以下の構成を組み合わせたものであり、併用する医薬品によって、その構成は異なる。本品の構成内容は、本品の包装に記載している。

また、本品は医薬品（外皮用殺菌消毒剤）を組み合わせている。

<構成品>

翼付静注針

（ニプロPSVセット、セーフタッチPSVセット）

専用溶解器

（バックスジェクト II

バックスジェクト II ハイフロー）

注射筒（ニプロシリンジ）

絆創膏（滅菌済：リバビタール）

絆創膏（未滅菌：ファストエイド）

アルコール綿（医薬品：スワバーM・NW70）

廃棄用袋

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと（自己認証による）。

製造後：2年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売

ニプロ株式会社

電話番号：06-6372-2331（代表）

製造

ニプロ医工株式会社

販売（お問い合わせ先）

パクスアルタ株式会社

〒105-6320 東京都港区虎ノ門一丁目2番1号

電話番号：03-6204-3800

【使用目的又は効果】

本品は、用時溶解剤を投与する際に必要な医療機器等を利便性のために組み合わせたセットである。

【使用方法等】

構成品の使用方法等は取扱説明書をご確認ください。

1. 本品を開封します。
2. 含まれる構成品を、適切な方法で展開してください。
3. 展開した構成品の種類、数量が内箱に表示されている本品の構成内容と相違ないか確認してください。
4. 本品に含まれていない必要な製剤（医薬品）を準備してください。
5. 手を石鹸でよく洗ってから使用してください。各構成品は、それぞれの使用方法、使用目的の範囲にて使用してください。
6. 使用後は感染防止に留意して廃棄用袋に入れてください。
詳しい処分方法は、医療機関にお尋ねください。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 針・注射筒の先、薬剤バイアル・溶解液バイアルのゴム栓部分には直接触れないでください。
2. 異物があつたり溶解しなかったりする場合には使用しないでください。
3. 取扱説明書に記載の溶解方法をご参照の上、ご使用ください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本セットは、清潔な場所で使用すること。
- 2) 本セットを使用する際は、使用方法に関して必ず医師の指導を受けてから使用すること。
- 3) 翼付静注針の固定には、未滅菌の絆創膏を使用し、処置後の止血には滅菌済の絆創膏を使用すること。
- 4) 本セットを落としたり、衝撃を与えると破損するおそれがあるので、取り扱いには十分注意すること。

2. 不具合・有害事象

- 1) 不具合
・構成品の破損
- 2) 有害事象
・穿刺部からの感染

取扱説明書を必ずご参照ください。



ニプロ株式会社