

スリープスコープ睡眠脳波解析プログラム（SEAS-G）

* 【警告】

本プログラムを利用する機関・組織のシステム管理者は、利用者が本プログラムを適正利用するために、以下にあげるような適切な措置を講じ、管理を行って下さい。

- ・アカウント管理
- ・利用者のための適切なシステム利用環境の維持
- ・個人情報保護
- ・不正利用防止
- ・その他システムの適正利用に必要な措置

【形状・構造及び原理等】

本プログラムは脳波計スリープスコープ（認証番号 225ADBZX00020000）で得られた情報を更に演算処理して診療のために情報を提供するプログラムです。脳波解析結果は睡眠ステージほかを含む報告書として表示・保存・印刷ができます。本プログラムは、利用者が電気通信回線を通じて操作し、利用者が提供するデータを処理し、解析結果が提供されます。

【使用目的又は効果】

<使用目的>

本品は、脳波計で測定されたデータから睡眠ステージ、各睡眠指標などを解析します。解析結果は報告書として表示・保存されます。

【使用方法等】

本プログラムを使用できる汎用コンピュータの仕様は以下の通りです。操作方法の詳細は取扱説明書を参照して下さい。

項目	仕様
使用可能な汎用 PC	ブロードバンド回線によってインターネットに接続されている事。 Adobe Reader がインストールされている事。
汎用 PC 性能	OS は Windows7 以上
Web ブラウザ	Microsoft Internet Explorer 9 以上 (Microsoft Internet Explorer 10 以上を推奨) Mozilla Fire Fox, Google Chrome
画像表示モニタ	解像度 1280X1024 ピクセル以上 表示 カラー表示

<準備>

- (1)汎用 PC の電源を入れ立ち上げます。
- (2)Web ブラウザを起動し、インターネットを介して本プログラムの URL に接続します。

<解析>

- (1)あらかじめ付与された ID 及びパスワードを入力してログインします。
- (2)患者/被験者情報を入力します。
- (3)脳波データをアップロードします。
- (4)報告書を表示します。
- (5)報告書を保存/印刷します。

<終了>

メニュー項目からログアウトします。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 本プログラムは、脳波計スリープスコープで得られた脳波データを対象とした睡眠解析プログラムです。他の脳波計や、生体信号計測機で取得されたデータを利用されますとプログラムが正常に動作しない可能性があります。
- 本プログラムを使用できる汎用コンピュータの仕様と異なる仕様のコンピュータを利用されますと解析時間の異常な延長につながる等プログラムが正常に動作しない原因になります。
- 本プログラムの処理結果は記録されたデータの全てを表していません。診断および各種研究には、得られた結果やイメージのほかに、臨床所見、他の検査結果などを合わせて総合的に判断する必要があります。本プログラムによって得られた結果やイメージに基づきいかなる判断および決定も、本プログラムを利用する方々の責任で行って下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者・製造業者

スリープウェル株式会社

〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎 3-20-9

TEL: 06-6450-8787