

再使用禁止

インフィニティ

【禁忌・禁止】

- ・メタクリレート系ポリマーに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往症のある患者には使用しないこと。
- ・本来の用途以外には使用しないこと。
- ・再使用禁止。

*【形状・構造及び原理等】

1. 形状



2. 仕様

サイズ：12、14L

シェード

HT	A1、A2、A3、B1
LT	A1、A2、A3、A3.5、B1、C2、D2、W1

3. 原理

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニットで切削加工することで、インレー、人工歯、クラウン等の歯科修復物を作製する。フィラーの配合成分によりX線造影性を有する。

4. 原材料

無機フィラー、他官能性モノマー、その他

5. 包装

5個 / 包

【使用目的又は効果】

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニットとともに、歯科高分子製補綴物作製に用いること。

【使用方法等】

【使用方法】

1. 準備

- 1) 通法に従い、修復部位の形成を行う。

2. 使用方法

1) 切削加工

症例に応じた本品の色調とサイズを選択し、CAD/CAM装置を用いて設計、加工する。

2) 修正、研磨

加工した修復物の余剰部分を取り除き、形態修正・研磨を行い、空気乾燥させる。

3) サンドブラスト

50 μ m以下のアルミナ粒子を用いて2barでサンドブラスト処理を行う。

4) 接着

修復物の接着面にシランプライマーを塗布し、60秒乾燥させる。その後、適切な接着剤又は接着性レジンセメントを用いて接着させる。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 1) 本材に適したCAD/CAMシステムにて使用すること。
- 2) 使用するCAD/CAMシステムの使用方法に従い、切削加工を行うこと。
- 3) マージン部は、0.5mm以上の厚みになるようディープシャンファーマまたはショルダーで形成すること。
- 4) 窩洞外形は丸みをもたせ、歯科修復物の辺縁部が対合歯と接触しない位置に設定すること。
- 5) 小窩裂溝部は1.2mm以上、咬頭頂は1.5mm以上の厚みを確保するよう形成、設計すること。
- 6) 追加築盛を行う場合は、使用する製品の添付文書に従い、新鮮面に対して築盛操作を行うこと。

【使用上の注意】

- 1) 【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- 2) 適切なサイズ、及び色調を選択すること。
- 3) 研磨作業等の際には、粉塵による人体への影響を避けるために、防塵マスク等を使用すること。
- 4) 研削、研磨作業等の際には、目の損傷を防ぐために保護メガネ等を使用すること。
- 5) 歯冠修復物を装着の際には、適切な接着材を用いて装着すること。
- 6) 歯冠修復物を装着する際には、余剰のセメントを取り除くこと。
- 7) 火気の近くで使用したり、火気の近くに置かないこと。
- 8) 他の製品と混用しないこと。
- 9) 使用期限の過ぎた製品を使用しないこと。
- 10) 歯科の従事者以外は使用しないこと。
- 11) マンドレルを使用し、落下させないように注意すること。
- 12) 汚染物質が付着した場合は、使用しないこと。

【重要な基本的注意】

本材の使用により、発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた場合には使用を中止し、医師の診察を受けること。

**【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・直射日光を避けて保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【使用期限】

容器に記載されている使用期限までに使用すること。(使用期限は自己認証[製造所データ]による。)

(※例：  20YY-MM-DD は、使用期限 20YY 年 MM 月 DD 日を示す)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：Vericom Co., Ltd. (ヴェリコム社)

製造国：大韓民国