

コンビ矯正用バンド

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. ニッケル及びクロムに対し、発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
2. 再使用禁止

*【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

上顎用

右側用



左側用



下顎用

右側用



左側用



種類	サイズ
上顎右用（UR）	7～26
上顎左用（UL）	
下顎右用（LR）	
下顎左用（LL）	

2. 原理

ろう着された歯列矯正用アタッチメントと併用矯正機器とを結紮する矯正力負荷機器（コイル、エラスティック器材等）の弾性力を歯牙に伝達する。

3. 原材料

ステンレススチール

4. 包装

同種 10 個入 / 袋

【使用目的又は効果】

帯状で矯正用アタッチメントを歯に固定するために用いる。

【使用方法等】

- 1) 装着するバンドの種類、サイズ、方向を確認し、試適する。
- 2) 歯科技工用溶接ろう付器及び歯科用銀ろう等を用いて、本品に矯正用アタッチメントを溶接又はろう着する。
- 3) 歯面の清掃、合着前処理を行う。
- 4) 本品に汚れが付着していないことを確認し、セメント剤を本品の内側に塗布する。
- 5) バンドプッシャー等を用いて、本品を装着する。
- 6) 余剰セメントを取り除いた後、セメント剤を十分に硬化させる。

【使用上の注意】

- 1) 試適に用いたバンドは必ず洗浄後、滅菌すること。
（オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 134℃以下で約 4 分。）
- 2) 口腔内で本品の削合や研磨を行わないこと。
- 3) 再使用しないこと。
- 4) 口腔内を傷つけることのないように、取り扱いには十分に注意すること。
- 5) 破損した製品は使用しないこと。
- 6) 本品の使用により発疹等の過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- 7) 破棄する場合は、地方自治体の条例または規則に従うこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 通気性の良い、乾燥した場所で保管すること。
- 2) 腐食性ガスの付近で保管しないこと。
- 3) 塩分、イオウ分を含む環境下で保管しないこと。

**【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：Zhejiang Shinye Medical Technology Corp., Ltd.

（ジェジャン シンエ メディカル テクノロジー社）

製造国：中華人民共和国