

機械器具 37 医療用匙
一般医療機器 輪ひ 70942000

キタザトキュレット

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止（但し、同一患者においては、滅菌後のみ再使用することができる。）
2. 患者及び製品に過剰な力を加えない。予め使用可能か確認すること。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

本品は、採取部、柄、把手で構成される。リング状の採取部で、病変等の組織等を搔爬する。



2. 原材料

ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

本品は、病変等の組織等の搔爬等に用いる器具である。再使用可能である。

【使用方法等】

1. 使用前点検

- 1) 本品は滅菌済みです。
- 2) 滅菌パックの点検、本品の外観の点検、作動の点検をしてください。異常が認められたときには使用しないでください。

2. 使用時

- 1) 本品の位置を確認しながら、搔爬する箇所をリング状の採取部で採取ください。

3. 使用后

- 1) 使用後は、本品に異常がないことを確認してください。本品に破損等がある場合は、身体内部に遺残していることが考えられます。
- 2) 本品は再滅菌して再使用が可能です（但し、同一患者に限る）。十分に洗浄、消毒、滅菌を行ってください。再使用しない際は医療廃棄物として適切に処理してください。
- 3) 滅菌は以下の条件を参考に行ってください。十分なエアレーションをしてください。
ガス滅菌
ガスの種類：エチレンオキシドガス 500mg/L 以上
滅菌条件：温度 45～55℃、湿度 30%以上、4 時間以上、圧力 0.10MPa、洗浄回数 5 回以上

- 4) 滅菌後は適切に保管ください。使用前に滅菌パックの点検、本品の外観の点検、作動の点検をしてください。異常が認められたときには使用しないでください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 使用前には必ず添付文書をお読みください。
- 2) 手技に精通した術者が本品を使用ください。
- 3) 使用に適さない患者には使用しないでください。
- 4) 使用期限を過ぎたものは使用しないでください。
- 5) 使用直前に開封してください。
- 6) 感染等を防止のため、必ず手袋を着用ください。
- 7) 滅菌袋が破損しているものや、製品に異常が認められたものに関しては使用しないでください。
- 8) 操作においては、無菌的に行い、細菌等に対する予防措置は十分に行ってください。
- 9) 患者及び本品に過剰な力を加えないでください。予め使用可能かを確認ください。
- 10) 本品に改造はしないでください。
- 11) 使用中は患者状態を常を確認し、異常が見られた場合、使用を中止してください。

2. 使用上の重要な注意

- 1) 本品の開封前は滅菌済みです。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 1) 水濡れに注意し、高温・多湿な場所及び直射日光を避けて、清潔な状態で保管してください。

2. 有効期間・使用の期限

- 1) 製品ラベルに使用期限が記載されています。ご確認ください。

【包装】

個包装 1 本入り又は 10 本入／箱

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社北里コーポレーション
〒416-0932 静岡県富士市柳島 100 番地 10
TEL: 0545-65-7122 FAX: 0545-65-7128

製造業者 株式会社北里コーポレーション

【お問い合わせ先】

株式会社北里コーポレーション
TEL: 0120-457-454 (フリーダイヤル)
FAX: 0120-111-471