

2005 年 4 月 1 日(新様式第 1 版)

届出番号 23B3X00006000041

医 05

一般医療機器 成形副木 (JMDN コード 16210000)

スズランシーネ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

- 創傷部位に直接当てないこと。

【形状、構造及び原理等】

亜鉛メッキ鉄線製のクラーメルシーネをポリウレタンフォーム及びラバタンフォームで被覆し、肌面に綿パイルを貼り付けた製品
綿パイルの材質：綿 100%

【使用目的、効能又は効果】

損傷した身体部位を固定するために用いる器具をいう。身体に合うよう予め成形されている。

【操作方法、使用方法等】

適宜使用すること

1. 適切なサイズを選び、綿パイル面を肌側にして患部に当てる。
2. 患部の形状に合わせて本製品を曲げる。
3. 包帯や粘着テープ等で固定する。

【使用上の注意】

使用上の注意

皮膚過敏症の患者には慎重に使用すること。

重要な基本的注意

- 破損・剥れの無いことを確認してから使用すること。亜鉛メッキ鉄線の継ぎ目が皮膚に当たるとけがをする恐れがあるので、ポリウレタンフォームの破損には特に注意すること。
- 本品の使用中に発赤、かゆみ、かぶれ、痛み等の症状が現れた場合は、ただちに使用を中止すること。
- 本品が破損した場合は、ただちに使用を中止すること。
- 本品の固定を行う場合、包帯や粘着テープをきつく巻きすぎないこと。神経麻痺や血行障害をおこすおそれがあります。

その他

- レントゲン撮影をする場合は外すこと。
- 濡れた場合は、すぐに乾いた布で拭き取ること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

【保守・点検に係る事項】

再使用禁止

【包装】

スズランシーネ L L 下肢用	1 2 c m	×	1 1 3 c m
スズランシーネ L 下肢用	1 0 c m	×	8 3 c m
スズランシーネ M 下肢用	9 c m	×	7 2 c m
スズランシーネ S 上肢用	8 c m	×	6 3 c m
スズランシーネ S S 上肢用	7 c m	×	5 1 c m
スズランシーネ 3 S 上肢用	6 c m	×	4 1 c m
スズランシーネ 4 S 上肢用	4. 5 c m	×	3 2 c m
スズランシーネ 5 S 上肢用	4. 5 c m	×	2 1. 5 c m
スズランシーネ 6 S 上肢用	6 c m	×	2 0 c m

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元 スズラン株式会社

〒462-0023 愛知県名古屋市北区安井四丁目1番29号

問い合わせ窓口 (T E L) 052-981-8501

製造元 Shanghai Linglan Sanitary Materials Co., Ltd.

Yue Luo Road 314, Baoshan District, Shanghai, China

Suzhou Linglan Sanitary Materials Co., Ltd.

Liu He Town, Tai Cang City, Jiang Su, China