

歯科材料07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用パターン成形品 31836030

ジョイントキャップ

【形状・構造及び原理等】

組成：ポリプロピレン

形状：透明プラスチックモールド

原理：必要な部位で切り取り、レジン混和物を填入する

*【使用目的又は効果】

修復物等の製作に用いる既製パターンをいう。材質はワックス、レジン等からなる。歯科用ワックス成形品に該当するものを除く。

*【使用方法等】

- 1) 前処理
通法により支台築造します。
- 2) ジョイントキャップの試適
支台形成後、ジョイントキャップを使用部位でカットします。次に、咬合関係を確認しながら試適します。試適の際には、ジョイントキャップと支台歯にレジン分のはみ出しを考慮して、歯頸部より長い目にカットします。隣接部切断面からののはみ出しを防ぐためにセロテープを貼っておくと便利です。
- 3) レジンの填入
即重レジン歯頸部より少し多めに填入し、支台歯に圧接します。患者に軽く咬合させた後、レジンが硬化するまで1～2度脱着し、支台との適合を調整してください。
- 4) 形態修正・仕上げ研磨
レジン硬化後、ジョイントキャップを剥離し、マージンなどの修正をおこないます。咬合関係を調整した後、仕上げ研磨をおこない完成です。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に放置しないこと。

*【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ①本品の使用場所には消火装置を備えること。
- 2) 重要な基本的注意
 - ①本品を使用する際には、ポリプロピレンに対して発疹、皮膚炎などの過敏症がないことを確認すること。また、本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
 - ②本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症のある術者は、手袋などを用いて直接本品に触れないようにすること。また、本品の使用により過敏症状を起こした場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。

*【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・本品は、高温、直射日光を避けて、火気厳禁の室温で保管すること。
- ・保管場所には、消火器具を備えること。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ニッシン

住所：〒621-0001

：京都府亀岡市旭町樋ノ口88

電話番号：0120-571939（フリーダイヤル）

電話受付時間 月～金（祝日を除く）

午前10：00～午後5：00