

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用ワックス成形品 31836020

ナチュラルワックスパターン

【形状・構造及び原理等】

組成：パラフィンワックス、蜜蝋、カルナバワックス、他
形状：青色ワックス
原理：ワックスパターンを軟化させ支台歯に圧接させる。

注文番号		17	18	41	42	43	44	19	20
部位	M32	7	6	5	4	4	5	6	7
注文番号		21	22	45	46	47	48	23	24

注文番号		1	2	27	28	28	30	7	8
部位	M34	7	6	5	4	4	5	6	7
注文番号		9	10	35	36	37	38	15	16

注文番号		25	26	49	50	51	52	31	32
部位	M36	7	6	5	4	4	5	6	7
注文番号		33	34	53	54	55	56	39	40

注文番号		57	58	59	60	61	62	63	64
部位	M38	7	6	5	4	4	5	6	7
注文番号		65	66	67	68	69	70	71	72

※【使用目的又は効果】

可撤性局部義歯を維持するための器具を作製する場合に用いる材料をいう。ワックスで既定の形状に成形されており、たとえば鋳造等によって金属に置き換えて使用する。

※【使用方法等】

- ワックスパターンの選択
支台歯・橋脚歯の間を測定し、適当なサイズのワックスパターンを選びます。
- 歯列・咬合の確認
支台歯・橋脚歯にワックス分離材を塗布し、ワックスパターンを軟化あるいはソフトワックスを流し込み、軽く圧接し、調整、確認します。
- ワックスパターンの固定
ワックスパターンの歯頸部2mm程度を軟化させ、支台歯に圧接し、適合させます。
- 最終チェック
上顎下顎を咬合させ、最終的なバイトチェック、頬舌径、基底部の調整後、通法により埋没します。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 本品はわずかな加熱で軟化するため、加熱しすぎないこと。
- 本品に過度の衝撃や力を加えると壊れることがあるため、取扱いは丁寧におこなうこと。
- 本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に放置しないこと。

※【使用上の注意】

- 使用注意
①本品は可燃性のため、使用の際に火傷に注意すること。
②本品を使用する際には、適切な換気（1時間あたり数回の換気）がなされている場所で使用すること。また、消火器具を備えること。

※【保管方法及び有効期間等】

- 〔保管方法〕
- 本品は、高温、直射日光を避けて、火気厳禁の室温で保管すること。
 - 保管場所には、消火器具を備えること。
 - 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

※※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ニッシン
住所：〒621-0001
：京都府亀岡市旭町樋ノ口88
電話番号：0120-571939（フリーダイヤル）
電話受付時間 月～金（祝日を除く）
午前10：00～午後5：00