

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用パターン成形品 31836030

ベゴ アダプターfoil

*【形状・構造及び原理等】

形状：円形のシート
成分：ポリプロピレン、硬質塩化ビニル
原理：加熱により軟化し、常温により固化する。
灰分：0.2%

*【使用目的又は効果】

修復物等の製作に用いる既製パターン。

*【使用方法等】

- 1) 支台歯のアンダーカット修正を行い、マージン部を鉛筆で描記します。
- 2) 付属のホルダーに 0.1mm のアダプターfoilスペーサーと 0.6mm のアダプターfoilを各 1 枚重ねて挟みます。
- 3) アダプターfoil面を火焰側に向け、火焰の真上を避けた約 2～3cm 上方でホルダーを必ず左右に動かしながら熱めます。シート面積の 2/3 以上が透明状になるまで加熱してください。
- 4) シートが透明状でピンと張った状態になった時、アダプターfoil面を下に向けたまま手早くホルダーをアダプターマステックの 2～3mm 上方におき、支台歯をマージン部まで一定の圧力で一気に押し込みます。支台歯を破損しないように、押し込み位置、圧力を調整してください。
その後、エアーで 10 秒前後シートを冷却してください。
- 5) 押し込んだシートと支台歯を取り出し、foilをホルダーから外してください。支台歯を破損しないように注意しながら、foilから支台歯を取り除いてください。スペーサーfoilを取り除き、成型されたアダプターfoilの不要な部分をハサミ等で切り取ってください。
- 6) マージン部より約 1～1.5mm 程度短い目にアダプターfoil全周をトリミングしてください。
- 7) トリミングされたアダプターfoilを支台歯から外し、支台歯にワックス分離材を塗布してください。
- 8) 成型されたアダプターfoilを支台歯にしっかりと戻し、ワックスアップします。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) 加熱時に火焰に近づけすぎないこと。
- 2) スペーサーfoilを使用の場合には、必ずアダプターfoil側から加熱すること。
- 3) 埋没には、急速加熱型の埋没材は使用しないこと。
- 4) 本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に放置しないこと。

*【使用上の注意】

- 1) 使用注意
①本品は可燃性のため、使用の際に火傷に注意すること。
②本品を使用する際には、適切な換気（1 時間あたり数回の換気）がなされている場所で使用すること。また、消火器具を備えること。

*【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）には放置しないこと。
- ・使用及び保管場所には、消火器具を備えること。
- ・本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ニッシン（選任製造販売業者）
住所：〒621-0001
：京都府亀岡市旭町樋ノ口 88
電話番号：0120-571939（フリーダイヤル）
電話受付時間 月～金（祝日を除く）
午前 10：00～午後 5：00
製造元：ベゴ プレーマ ゴールドシュレーゲライ
ウィルヘルム ヘルプスト ゲ エム ベ
ハ ウンド コ カゲ
BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
国名：ドイツ
販売元：株式会社アイキャスト
電話番号：0120-228582（フリーダイヤル）
電話受付時間 月～金（祝日を除く）
午前 10：00～12：00 午後 1：00～5：00