

医療用品 04 整形用品  
一般医療機器 開腹術用スポンジ 15085000

## 滅菌合わせガーゼ(柄付)

### 再使用禁止

#### 【 禁忌・禁止 】

- 再使用しないでください。
- 体内に留置しないでください。

#### 【 形状・構造及び原理等 】

- 本品は積層したガーゼを縫い合わせ綿テープを付けた滅菌済みのものです。  
ガーゼ : 綿 100%  
綿テープ : 綿 100%  
縫い糸 : 綿 100%

#### 【 使用目的又は効果 】

- 出血の抑制、液の吸収及び器官の擦過傷防止のため開腹術中に身体内部で用いる器具です。

#### 【 使用方法等 】

- 使用目的に応じて適宜使用してください。

#### 【 使用上の注意 】

- 開封後は直ちに使用してください。
- 本品に異常がある場合は使用しないでください。
- 開封した残品は使用しないでください。
- 使用したものは医療廃棄物として注意し処理してください。

#### 【 保管方法及び有効期間等 】

- 1.保管方法
  - 直射日光、水ぬれ、火気、及び高温・多湿をさけ清潔な場所に保管してください。
- 2.使用期限（耐用期間）
  - 使用期限（自己認証）をパッケージに記載しています。

#### 【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等 】

製造販売元：川本産業株式会社  
TEL 06-6943-8956（お客様相談窓口）  
（10:00～17:00 月～金ただし祝祭日を除く）