

歯科材料(07) 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科鑄造用シートワックス 70894000

ボナシートワックス**

*【使用目的又は効果】

〔形状〕	商品番号	
シートワックス ファイン	0.35mm	7040
シートワックス ファイン	0.40mm	7041
シートワックス ファイン	0.50mm	7042
シートワックス ファイン	0.60mm	7043
シートワックス ミディアム	0.35mm	7030
シートワックス ミディアム	0.40mm	7031
シートワックス ミディアム	0.50mm	7032
シートワックス ミディアム	0.60mm	7033
シートワックス コース	0.35mm	7035
シートワックス コース	0.40mm	7036
シートワックス コース	0.50mm	7037
シートワックス コース	0.60mm	7038
シートワックス スムース	0.25mm	7066
シートワックス スムース	0.30mm	7024
シートワックス スムース	0.40mm	7026
シートワックス スムース	0.50mm	7027
シートワックス スムース	0.60mm	7028
シートワックス スムース	0.80mm	7067
ボナ ワックスワイヤー	径2.5mm	7019
ボナ ワックスワイヤー	径3.0mm	7020
ボナ ワックスワイヤー	径3.5mm	7021
ボナ ワックスワイヤー	径4.0mm	7022
ボナ ワックスワイヤー	径5.0mm	7023

〔主成分〕

パラフィンワックス、カルナウバロウ、色素

〔原理〕

症例にあわせてパターンを耐火模型に圧接し、
補綴物の蠟型を作製するために使用する。

【使用目的又は効果】

床、バー、クラスプ等の鑄造ろう型を作製するために
用いるワックスをいう。

【使用方法】

ワックスを症例に合わせ適切なサイズにカットする。
カットしたワックスを耐火模型等に圧接する。
ワックスワイヤーをワックスと湯口に焼き付ける。
埋没は通法に従い作業をする。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- ①本品を使用する際、適切な換気がなされている場所で使用すること。
- ②溶解した本品は高温となるため、使用の際には、火傷をしないよう注意をすること。
- ③本品の使用により過敏症状が現れた場合には、使用を中止して医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

25℃以下の室温で、火気のない場所に保存すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：エーピーエス株式会社
製造元：al dente Dentalprodukte GmbH
国名：ドイツ