

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用ステッキワックス 70895000

ボナスティッキーワックス

【形状・構造及び原理等】

形状:スティック状



缶入



【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	エーピーエス株式会社
製造業者	Interdent d. O. O.
国名	スロベニア

原材料:ビーズワックス、カルナウバワックス、その他

【使用目的又は効果】

本品は仮着用ワックスであり、歯科技工物を作製するために用いる。

【使用方法等】

適量を軟化させ、石膏模型等の破損部分を固定、仮着、又は金属、補綴物等のろう着時に仮着する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

ワックスから煙が出るほど高温で溶解しないこと。

【使用上の注意】

- 本材は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 高温となる場所（暖房器具の近く、直射日光のあたる場所など）に放置しないこと。
- 25℃以下の場所で保管すること。
- 使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- 火気厳禁の場所に保管し、1つの保管庫に大量に保管しないこと。