

医療機器届出番号 28B3X10011000040
医04 整形用品 一般医療機器
家庭用温熱パック JMDNコード 71019000

Heat Pad for Back Pain

再使用禁止

販売名:腰ホットンe

製品特徴

- 温熱により血流改善し、腰などの痛みをやわらげます。
- 腰を包み込み温める幅26cmのワイドサイズです。
- 約48℃※¹のじんわり気持ちいい温熱です。痛みの緩和に適した温度が16時間持続※²します。

※¹: 温熱シートの発熱温度(JIS S4100に基づいて測定) ※²: 40℃以上の発熱が持続する時間

この説明書をよく読み、ご使用ください。

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

2. 肌に直接貼らない


3. 次の方は使用しない

①自らの意思ですぐにはがせない方 ②手や足に血行障がいのある方[①②重度のやけどになることがある]

4. 次の部位には使用しない

①粘膜、顔(目のまわりなど)[重度のやけどになることがある]②湿疹・かぶれ ③傷口 ④打撲・ねんざ[②～④症状が悪化することがある]

【形状・構造及び原理等】



鉄の酸化反応による
発熱で患部を温める


【使用目的又は効果】

使用目的: 温熱治療

効果 : 温熱効果 ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛、
筋肉痛の痛みの緩解 ●血行をよくする
●筋肉の疲れをとる ●疲労回復 ●胃腸の働
きを活発にする

【使用方法等】

使用直前に袋から温熱シートを取り出し、はく離シートをはがして、肌に直接触れないよう、もまらずに衣類に貼る。



<使用方法等に関する使用上の注意>

●就寝時やふとんの中で使用しない。●本品を使用した状態でさらに上から押さえつけたり、長時間圧迫しない。●コタツや電気カーペットその他暖房器具と併用しない。●熱いと感じたときに、すぐにはがせない状態での使用はさける。●運動時には使用しない。

【使用上の注意】

1. 使用注意(次の方は慎重に使用すること)

①皮膚の弱い方 [やけどになりやすい] ②高齢者 [生理機能が低下していることが多く、やけどすることがある]

2. 重要な基本的注意

1) 次の方は使用前に医師または薬剤師に相談する。

①今までに薬や化粧品などによるアレルギー症状(例えば発疹、発赤、かゆみ、かぶれなど)をおこしたことがある方 ②糖尿病など、温感や血行に障がいをお持ちの方 ③妊娠中の方 ④貼り薬や塗り薬を使用する方

2) 肌に赤み、かゆみ、痛みなどのやけどの症状がでたときはすぐに使用を中止し、皮膚科医等に相談する。

3) 使用中の注意事項

①低温やけど防止のための注意

低温やけどは、体温より高い温度の発熱体を長時間当てていると紅斑、水疱等の症状をおこすやけどをいう。なお、自覚症状をとまなわないうで低温やけどになる場合もあるので注意する。

②熱いと感じたときや異常が認められる場合は、すぐにはがす。

【保管方法及び有効期間等】

●直射日光をさけ、涼しい所に保管する。●小児の手の届かない所に保管する。●未使用の温熱シートは袋に入れて保存し、早めに使う。保存状態により、表示の発熱時間に影響を与えることがある。

【取り扱い上の注意】

●粘着剤で傷む衣類(毛足のながい衣類など)や高級な衣類には使用しない。●衣類等よりはがすときは衣類等が傷まないようゆっくりとはがす。(貼りなおすと粘着力が低下する。)●温熱シートの発熱が終了したらすぐにはがす。●食べられないので口に入れない。間違えて飲み込んだときは、うがいをして医師の診断を受ける。●目に入った場合はこすらずすぐに流水で15分以上洗い流し、医師の診断を受ける。●捨てるときは、市区町村で定める区分に従う。●有効期間内に使用する。●使用目的以外に使用しない。

A4判の添付文書が必要な方はお客様相談室までご連絡ください。