

歯科材料 05 歯科用接着充填材料
管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン JMDN コード：70847002
エスコム 250

【禁忌・禁止】

本品、又はメタクリル酸系モノマーに対して、発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。また、同様に既往歴のある術者は使用しないこと。

・色調：A02,A03

歯科重合用 光照射器	放射照度	照射時間	有効波長域	硬化深度
LED 照射器	600mW/cm ²	20 秒	400～470nm	1.5mm
	1200mW/cm ²	10 秒		

【形状、構造及び原理等】

性状：ペースト状

適応対応歯：タイプ 1

重合方式：クラス 2、グループ 1

X 線造影性：同じ厚さのアルミニウムと同等以上

容器：ネジ式シリンジ

容量：4g 又は 1g (A2、A3 のみ)

色調：TW,A1,A2,A3,A3.5,A4,B1,B2,C2,D2,G1,A02,A03

原理：本品は、可視光線の照射によりモノマー成分が重合反応して硬化する材料であり、歯の窩洞の充填修復や人工歯冠の補修等に用いる。

原材料：Bis-GMA, UDMA,TEGDMA,無機質フィラー,その他

※照射時間は照射器の種類や光量によって異なるため、予め採取・練和した本品に光照射して事前に確認してから適宜調整すること。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 照射時間は照射器の種類や光量によって異なるため、予め採取・練和した本品に光照射して事前に確認してから適宜調整すること。
- ユージノール系の材料は、硬化を阻害する恐れがある為、使用しないこと。
- 使用後は、速やかにキャップを閉めること。
- 冷蔵保管した本品を使用の際は、予め室温に戻しておくこと。

【使用上の注意】

【重要な基本的な注意】

- 本品に含まれる成分により、発疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- 本品に含まれる成分により、発疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者は、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けること。
- 本品が、口腔軟組織、または皮膚に付着した場合は、すぐにアルコール綿などで拭き取り、大量の流水で洗浄すること。
- 本品が万一目に入った場合は、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けさせること。
- 本品の未硬化物は、直接素手で触れないこと。触れる場合は、接触による過敏症を防ぐために、プラスチック手袋、ゴム手袋等を着用すること。
- 本品の色調は付属のシェードガイドに順ずる。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

【貯蔵・保管方法】

- 本品は、2℃～27℃で保管し、直射日光が当たらない冷暗所に保管すること。
※室温が 27℃以上の環境下での保管は、本品の劣化を早める。
- 使用後は直ちにキャップを締めること。

【使用期限】

包装に記載の使用期限（製造日から 3 年）までに使用すること。

例： 20YY-MM は使用期限が 20YY 年 MM 月を示す。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町一号 9 番地 1
電話番号：076-278-8800

製造業者：SPIDENT CO.,LTD(スピデント社)
製造国：韓国

【歯科重合用光照射器及び照射時間】

・色調：A1～A4,B1,B2,C2,D2,G1,TW

歯科重合用 光照射器	放射照度	照射時間	有効波長域	硬化深度
LED 照射器	600mW/cm ²	20 秒	400～470nm	2.0mm
	1200mW/cm ²	10 秒		