

「インプラントモーターX」の付属品
ハンドピース

【禁忌・禁止】

1. ISO 規格及び JIS 規格を満たさないサージカル用バーやドリルは使用しないこと。
2. あらかじめ患者の口腔外で回転させ、異常がないことを確認すること。
3. 回転中、プッシュボタンが押されないように注意すること。
4. 感染防止のため、使用後は速やかに洗浄、清掃、注油、滅菌を行うこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り

1. 形状・構造
下記外観写真の通り



【使用目的又は効果】

骨手術時の切削、切除、切断、穿孔、またインプラント外科埋入手術に用いる。

【使用方法等】

[使用方法]

販売名「インプラントモーターX」の添付文書及び取扱説明書を参照のこと。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

1. 使用前点検、又は使用中に振動や発熱、異音などの異常を感じた場合は直ちに使用を中止すること。
2. 製造販売業者が指定するバー、又はドリル以外は使用しないこと。
3. ハンドピースにバー、又はドリルを装着した後、軽く引いて確実に装着されたことを確認すること。
4. 予め患者の口腔外で作動させ、ブレや振動、異音、発熱等の以上がないか確認すること。
5. 使用の際は、必ず注水を行うこと。
6. 術部に過度の力を加えて使用しないこと。
7. 使用中の万一の故障に備え、予備の製品を用意しておくこと。

【使用上の注意】

1. 使用前には必ず始業点検をすること。
2. 使用時は保護眼鏡、マスク等を着用すること。
3. 毎使用後、ハンドピースは清掃、注油、滅菌を行うこと。
4. 機器は改造しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・水のかからない場所に保管すること。
 - ・気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
 - ・傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)など安定状態に注意すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 保守・点検は取扱説明書に従って行うこと。
2. ハンドピースの清掃、洗浄、注油、ならびに滅菌

※取扱説明書に従って行うこと。

(1) 清掃・洗浄

- 1) 取扱説明書に従って分解した部品に付着した汚れを中性洗剤、もしくは弱アルカリ性洗剤を使用して洗浄する。
- 2) 洗浄液を流水でよく洗い流し、再度、取扱説明書に従って組み立てる。
- 3) 表面の水分を拭き取る。

〈清掃・洗浄に関する注意〉

- ・分解した部品をブラシ等でこすらないこと。ブラシ等の毛が本品内部に入り込み、故障の原因となる恐れがある。

(2) 注油

- 1) 別売のスプレー式オイルに付属の E タイプノズルを取付け、本品の後部に差し込む。
- 2) 2～3 秒間のスプレーを繰り返し、ハンドピース先端から排出されるオイルに血液等の異物がオイルに混ざらなくなるまで注油を続ける。

〈注油に関する注意〉

- ・注油の際は、スプレーの圧力により、本品が飛び出さないようにしっかりと押さえておくこと。
- ・内部に付着した血液等の残留により内部が腐食し、回転不足やトルク不足等の原因となるため、注油洗浄をよく行うこと。

3. 滅菌

- 1) ハンドピース、ハンドピースホルダーはオートクレーブ滅菌を行う。

滅菌条件	温度	時間
オートクレーブ滅菌	乾燥工程を含む 134℃以下厳守	4 分以上

〈滅菌に関する注意〉

- ・乾燥工程を含めた 134℃ 以上のオートクレーブ滅菌は行わないこと。
- ・洗浄、注油をしっかりと行い、内部に血液等が付着したままオートクレーブ滅菌しないこと。
- ・薬液の付着した器具と一緒にオートクレーブ滅菌を行わないこと。変色や、内部の部品に影響を与える恐れがある。
- ・滅菌直後は高温となっているため、取扱いには注意すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：GUILIN WOODPECKER MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD
(グリンウッドベッカーメディカルインスツルメント社)

製造国：中華人民共和国

取扱説明書を必ずご参照ください。