

歯科材料 02 歯冠材料  
管理医療機器 歯科セラミックス用着色材料（70823000）

## DSユニバーサルステイン

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 構成品

本品は、以下①～⑦の製品が同梱されたキット品である。  
補充のため単品で製造販売されることがある。

|   | 名称            | 種類   | 色調等                                                                       | 形状       |
|---|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| ① | ボディステイン       | 5 色  | S0, S1, S2, S3, S4                                                        | ペー ス ト 状 |
| ② | インサイザルステイン    | 2 色  | i1, i2                                                                    |          |
| ③ | カラーステイン       | 14 色 | ホワイト、クリーム、サンセット、コッパー、ヴァイオレット、ラズベリー、パープル、グレー、カーキ、オリーブ、マホガニー、チェスナッツ、ブルー、ピンク |          |
| ④ | オーバーグレース      | 2 種類 | スタンダード、High-Flu                                                           |          |
| ⑤ | ステイン&グレースリキッド |      |                                                                           | 液体       |
| ⑥ | シェードインジケーター   |      |                                                                           | －        |
| ⑦ | ブラシ           |      |                                                                           | －        |

#### 2. 原理

本品をセラミックス系歯科修復物の表面に塗布して焼成することで、色調を調整する。

#### 3. 主成分：二酸化ケイ素

### 【使用目的又は効果】

本品は、セラミックス系歯科修復物又は補綴物の色調調整に用いる。

### 【使用方法等】

#### 1. 修復物の準備

以下の推奨する歯科材料で製作した修復物を準備し、形態修正を行う。

| 販売名         | 認証番号             | 一般的名称         |
|-------------|------------------|---------------|
| セルトラ DUO    | 225AFBZX00129000 | 歯科切削加工用セラミックス |
| セレック テセラ    | 303AGBZX00018000 |               |
| セルコン ジルコニア  | 21700BZY00133000 |               |
| セレック ジルコニア+ | 303AGBZX00048000 |               |

製造販売業者：自社

#### 2. 必要量のステイン又はオーバーグレースをミキシングパレットに取り出す。

稠度を調整する必要がある場合は、ステイン&グレースリキッドで希釈する。

#### 3. 通法に従い、ステイン又はオーバーグレースをブラシを用いて修復物表面に薄く塗布する。

#### 4. 焼成炉の取扱説明書に従って焼成する。

### ＜焼成時の推奨パラメータ＞

焼成温度や焼成スケジュールは焼成炉により異なるので使用前に確認すること。

|                        | 乾燥時間 | 予熱時間 | 開始温度 | 加熱速度  | 最終温度 | 係留時間     | 冷却時間 |
|------------------------|------|------|------|-------|------|----------|------|
| セルトラ DUO               | 2 分  | 2 分  | 500℃ | 55℃/分 | 820℃ | 1 分 30 秒 | 3 分  |
| セレック テセラ               | －    | 2 分  | 400℃ | 55℃/分 | 760℃ | 2 分      | －    |
| セルコン ジルコニア（セルコン ht/xt） | 3 分  | 3 分  | 450℃ | 55℃/分 | 820℃ | 1 分 30 秒 | 6 分  |
| セレック ジルコニア+            | 0 分  | 0 分  | 400℃ | 55℃/分 | 760℃ | 2 分      | 0 分  |

### 【使用上の注意】

#### 1. 使用注意

本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。本品の使用により発疹などの過敏症があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

#### 2. 重要な基本的注意

- (1) 本品を使用する前に使用する歯科材料の使用説明書をよく読むこと。
- (2) 本品使用時は、適切な保護眼鏡、着衣やグローブを装着すること。
- (3) 表面にひび割れや成形不良のある修復物は破棄し、本品を使用しないこと。
- (4) 推奨する歯科材料以外には使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 1. 保管の条件

直射日光や高温を避け、湿気のない乾燥した場所で保管する。使用しない時はふたをしっかりと閉めて保管する。

#### 2. 有効期間

ラベルに記載の期限（製造元データによる）までに使用すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

デンツプライシロナ株式会社

製造国：アメリカ

製造業者：Dentsply LLC

デンツプライ合同会社

設計製造所：DENTSPLY Professional

デンツプライ プロフェッショナル

### 【問い合わせ窓口】

カスタマーサービス

電話番号 0120-789-123