

プログラム 01 疾病診断用プログラム
管理医療機器 病変検出用内視鏡画像診断支援プログラム JMDN 71080002

医用画像解析ソフトウェア EIRL Colon Polyp

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は大腸内視鏡検査中に内視鏡から得られた画像から大腸ポリープ候補を検出し、アラート枠を表示した後にポリープ候補領域の四隅を囲むボックスを表示することで内視鏡施行医に対する大腸ポリープの検出支援を行う。本プログラムはダウンロードにて提供され、汎用 IT 機器にインストールして使用する。

*2. 機能

<主たる機能>

項目	機能説明
大腸ポリープ検出支援機能	① 通常白色光モードにおいて入力された大腸内視鏡画像情報から大腸ポリープ候補領域を検出する。 ② 検出した場合、下記を実行する。 ・メイン画像の四隅を囲むアラート枠を表示した後にポリープ候補領域の四隅を囲むボックスを表示する。 ・検知音により注意喚起する。(サウンド再生デバイスを備えた汎用 IT 機器の場合のみ。オンオフ可能。) ・検出されたポリープ候補領域を含むフレームのキャプチャ画像を生成する。(キャプチャ画像の表示枚数は設定変更可能。) ・ポリープ候補領域を囲むボックスは最大同時に 5 個まで表示する。

【使用目的又は効果】

大腸内視鏡から提供された画像情報をコンピュータ処理し、大腸内視鏡検査下で隆起型及び表面型(表面隆起型)の大腸ポリープ候補を検出し注意喚起することにより大腸ポリープ候補の検出を支援する。
なお、本プログラムの位置付けは「読影の補助」であり、本プログラムによる解析結果のみで大腸がんのスクリーニングや確定診断、治療方針の決定を行うことは目的としていない。

【使用方法等】

*(1)準備

本品を以下に示す推奨動作環境を満たす汎用 IT 機器にインストールし、表示モニタに接続する。

<推奨動作環境>

● 汎用 IT 機器

OS	Linux ベース
プロセッサ	64bit モード対応プロセッサ
コア数	4
CPU クロック周波数	2.9GHz 以上
メモリ	16GB 以上
GPU	GTX 1650 またはそれ以上のスペックの NVIDIA 製 GPU
ビデオキャプチャーボード	DELTA-3G-elp-key 11 またはそれ以上のスペックの DELTACAST 社製 SDI キャプチャーボード
安全性	JIS T 0601-1、JIS C 6950-1 または JIS C 62368-1 適合
EMC	JIS T 0601-1-2、または CISPR 32/CISPR 35 適合

● 表示モニタ

解像度	1280×720 以上
カラー表示	True color(32bit)
受信	3G-SDI もしくは HD-SDI の入力が可能、もしくはそれらを入力可能な規格に変換できるコンバータが使用できること

*(2)一般的な使用方法

1. 大腸内視鏡装置を起動する。
2. 大腸内視鏡装置からの画像がディスプレイに表示されていることを確認する。
3. 本品がインストールされた汎用 IT 機器を起動する。本品が自動で起動する。
4. ディスプレイに大腸内視鏡からの画像に加えて本品が起動していることを示す表示が映されていることを確認する。
5. 検査を開始する。
6. 一時停止する際はアプリ画面にて「一時停止」ボタンにより操作。(操作用アプリ画面ディスプレイ使用時のみ。)
7. 本品を終了する際はアプリ画面にて「終了」ボタンをおす。(操作用アプリ画面ディスプレイを使用しない場合、「終了」は本体の電源ボタンにより操作。)

(3)解析対象

本品が解析の対象とする映像は下記のとおりである。

モダリティベンダー	オリンパスメディカルシステムズ株式会社
映像方式	面順次方式、同時方式
映像フォーマット	・ SMPTE 274M -3G 1080p @ 60Hz ・ SMPTE 274M - HD 1080i @ 60Hz
観察モード	白色光モード

本品と併用可能な機器は下記のとおり。
製造販売業者はいずれもオリンパスメディカルシステムズ株式会社である。

一般的名称	販売名	認証/届出番号
内視鏡ビデオ画像プロセッサ	EVIS LUCERA ELITE ビデオシステムセンター OLYMPUS CV-290	13B1X 00277000514
送気送水機能付内視鏡用光源・プロセッサ装置	EVIS X1 ビデオシステムセンター OLYMPUS CV-1500	302ABBZX 00017000
ビデオ軟性大腸鏡	EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-H290Z シリーズ	228ABBZX 00014000
ビデオ軟性大腸鏡	EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-H290T シリーズ	229ABBZX 00089000

取扱説明書を参照すること

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 本品は下記のような状況での有効性は確立されていないため使用する際は注意すること。
 - 通常白色光以外の観察モード
 - 色素散布や染色された状態での観察
 - ハレーション、ブレ、レンズ曇り等により観察対象が不明瞭な状態での観察
 - 便、残渣、粘液、血液の付着により観察対象が不明瞭な状態での観察
 - 病変等に過度に接近した状態での観察
 - 内視鏡挿入中、先端アタッチメント装着中、十分に腸管が進展されていない状況、拡大観察
- 本品は下記のような病変を有する症例に対する有効性は確立していないため使用する際は注意すること。
 - 炎症性腸疾患
 - 家族性大腸腺腫症
 - 既知の大腸ポリープ
 - 進行癌
 - 粘膜下腫瘍
 - 病的意義に乏しい粘膜隆起
 - 希少疾患
- 本品を使用する際は使用許諾契約の条件に従うこと。
- 推奨仕様を満たす機器にインストールすること。
- 検査画像の入出力中に本プログラムの終了または、汎用IT機器の電源をOFFにしないこと。
- 出力された画像、またはその付帯情報に異常が疑われる場合は、使用を中止しエルピクセル株式会社に問い合わせること。
- 本プログラムの実行ファイルを削除／不正コピー／改造しないこと。
- 他のソフトウェアをインストールした汎用IT機器における有効性は保証されない。また、リソースを大量に消費する他のソフトウェアと同時に使用しないこと。（プログラムの同時使用に注意すること。）
- 本品は医師の読影の補助を目的としているため、最終的な判断は医師の責任の下で行うこと。

<その他の注意>

(1)本品の性能評価結果

大腸内視鏡検査動画から抽出した陽性動画 159、陰性動画 136 を用いた後ろ向き性能評価試験を実施した。

結果は下記のとおりである。

	推定値	95%CI
感度 (病変ベース)	98.1%	94.6% 99.6%
特異度 (フレームベース)	95.0%	94.6% 95.3%

評価に用いたデータの肉眼型内訳は下記のとおり。

種類	隆起型			表面型
	I p	I sp	I s	II a
動画数	4	15	81	48

(その他:非腫瘍性ポリープ:8、粘膜下隆起:1、大腸粘膜下腫瘍:1、情報なし:1)

フレーム判定において正解としたケースは下記のとおり。

種類	正解の定義
陽性動画におけるフレーム	本ソフトウェアが検出した領域と正解領域が IoU※0.1 以上かつ正解領域あるいは本品による推論領域の少なくともどちらか一方は box 面積の半分以上を重なり部分が占める場合
陰性動画におけるフレーム	本ソフトウェアがどこにも box をつけていない場合

※ IoU: Intersection over Union

(2)画像表示に関する注意

- 表示された画像、またはその付帯情報に異常が疑われる場合は使用を中止し、管理者に連絡すること。ハードウェア故障等により本品が大腸内視鏡装置からの画像信号を正常に取得することができず、大腸内視鏡装置の画像のみがディスプレイにそのまま表示されるといった場合がある。この場合、本ソフトウェアを終了する、もしくは汎用IT機器の電源をオフする、もしくは大腸内視鏡装置からの画像を直接ディスプレイに入力するように接続を変更すること。

*(3)解析に関する注意

- 解析を実行する場合、画面上に解析中を示すマークが表示されていることを確認すること。

(4)解析結果の解釈に関する注意

- 本品が検出するのは「病変の候補領域」である。これらの領域が必ずしも病変部ではない場合がある。
- 本品が検出する病変の候補領域は、必ずしもその画像に含まれるすべての病変部を指していない場合がある。
- 本品が検出する病変の候補領域の大きさは、必ずしもその病変部の大きさではない場合がある。
- 本品が出力する病変の候補領域のマーク等のアノテーション情報で、内視鏡画像の一部が見えないことがある。
- 本品が多数の病変の候補領域を検出した場合等に、表示される情報量が多くなり視認性が下がることがある。
- 本品の画像処理・表示の速度の低下により、示している病変の候補領域が内視鏡画像に映っている実際の病変部からずれて表示されることがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 エルピクセル株式会社

電話番号 03-6259-1972

(紙媒体の添付文書の請求先も同じ)