

**2023 年 8 月改訂（第 3 版）

*2023 年 6 月改訂（第 2 版）

医療機器認証番号：305AGBZX00014000

歯科材料（02）歯冠材料
管理医療機器 歯科セラミックス用着色材料 JMDN コード：70823000

Perfit カラーリングリキッド

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

性状：液体

タイプ	色調
デンティン	A1、A2、A3、A3.5、A4、B1、B2、B3、B4、 C1、C2、C3、C4、D2、D3、D4
エフェクト	Brown、Blue、Gray、Dark Gray、Violet、 Pink、Pink+、Orange、White、Snow、Snow light

2. 原理

セラミックス系歯科修復物又は補綴物に本品を塗布し、乾燥後に焼成することにより着色する。

3. 原材料

水、硝酸エルビウム、硝酸鉄、着色剤

4. 包装

デンティン：50mL

エフェクト：20mL

【使用目的又は効果】

セラミックス系歯科修復物又は補綴物の色調調整に用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- 着色する歯科修復物の汚れや油分等を取り除き、よく乾燥させる。
- 使用前に本品容器をよく振り、着色を行う。
《塗布による着色》
 - 清掃し乾燥した容器に、本品を適量注ぐ。
 - 金属を含まないブラシを使用し、修復物に塗布する。
《浸漬による着色》
 - 清掃し乾燥した容器に、修復物が完全に浸かる量の本品を注ぐ。
 - 修復物を浸漬する。
- 室温で約 1 時間 30 分、または乾燥機（40℃）で 30 分以上の乾燥を行う。
- 乾燥後、着色した修復物の使用書に従い最終焼結を行う。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- ジルコニア製の歯科修復物以外には使用しないこと。
- 本品を使用する際は、保護手袋及び保護眼鏡を着用すること。
- 浸漬の際に使用するピンセットは、プラスチック製のものをを用いること。
- 使用後は速やかにボトルの蓋を閉めること。
- 余剰に採取した本品はボトルに戻さないこと。
- 他の製品と混用しないこと。

【使用上の注意】

- 本品の使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた場合は使用を中止し、医師の診断を受けること。
- 皮膚に付着した場合は、直ちに石鹸と水で洗い流すこと。異常がみられた場合は医師の診断を受けること。
- 万が一、目に入った場合、直ちに大量の流水で洗い流し、医師の診断を受けること。
- 誤飲した場合は、無理に吐き出さずに水でよくすすぎ、医師の診断を受けること。
- 換気の良い部屋で使用する。

*【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 直射日光や多湿を避け、30℃を超えない場所に保管すること。
- 歯科従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

〔使用期限〕

包装に記載の使用期限（製造日から 2 年）までに使用すること。（使用期限は自己認証〔製造所データ〕による。）

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：Vatech mcis Co., Ltd.（パテック エムシス社）

製造国：大韓民国