

歯科材料（06）歯科用印象材料  
管理医療機器 歯科用シリコン印象材 JMDN コード：35866000

## デリキットパテ E C O

## 【禁忌・禁止】

本品に対し、発疹、皮膚炎等の過敏症状の既往歴がある患者には使用しないこと。

## 【形状・構造及び原理等】

## 1. 性状、原材料

|        | 色調   | 性状  | 種類              |
|--------|------|-----|-----------------|
| ベース    | ブルー  | パテ状 | タイプ 0<br>(超高粘度) |
| キャタリスト | ホワイト |     |                 |

## 2. 原理

ベースとキャタリストを練和することで付加重合反応により架橋反応が進行し、ゴム状に硬化する。

## 3. 原材料

シロキサン系ポリマー、二酸化ケイ素、水酸化アルミニウム、その他

## 4. 包装

ベース、キャタリスト 各 250mL、計量スプーン 2 個 / 箱

## 【使用目的又は効果】

口腔内の印象採得に用いる。

## 【使用方法等】

## 【使用方法】

## 《印象用トレーの準備》

適切な印象用トレーを選択し、必要に応じてトレーアドヒージブを塗布する。

## 《連合印象 1 回法》

- 付属の計量スプーンを使用し、ベース及びキャタリストを 1：1 の割合で取り出す。
- 均一になるまで指先でねつ和し、印象用トレーに盛る。
- 口腔内の印象採得部にライトボディタイプの印象材を注入する。
- 印象用トレーを口腔内に圧接し、硬化させる。
- 硬化を確認後、静かに口腔内から撤去する。

## 《連合印象 2 回法》

- 付属の計量スプーンを使用し、ベース及びキャタリストを 1：1 の割合で取り出す。
- 均一になるまで指先でねつ和し、印象用トレーに盛る。
- 必要に応じてワックスやガーゼ等のスペーサーを介在させ、印象用トレーを口腔内に圧接し硬化させる。
- 硬化を確認後に口腔内から撤去し、水洗後に乾燥させる。
- ライトボディタイプの印象材を印象用トレーに盛ると同時に、印象採得部分に注入する。
- 印象用トレーを口腔内に圧接し、硬化させる。
- 硬化を確認後、静かに口腔内から撤去する。

## 《撤去後》

- 採得した印象を流水で洗浄し、乾燥させる。
  - 指定の時間内(最短 60 分～最長 2 週間)に石こうを注入し、模型を作製する。
- 併用する石こう：JIS T6600 及び ISO 6873 タイプ 3、4

|         |          |
|---------|----------|
| 練和時間    | 50 秒     |
| 操作時間    | 1 分 15 秒 |
| 口腔内保持時間 | 4 分      |

## 【使用方法に関する使用上の注意】

- ベースとキャタリストが互いに接触、混入しないように注意すること。特に内蓋や計量スプーンの取り違えに注意すること。
- ベースとキャタリストは必ず等量で練和すること。
- 練和には、パウダーフリーのプラスチックグローブやニトリルグローブを使用すること。ラテックス製グローブは間接接触であっても硬化遅延やこれに伴う面荒れが起きる可能性があるため使用しないこと。
- ベースとキャタリストは同一ロットの組み合わせで使用する。
- 室温、手指等の影響で練和物の温度が上がると硬化が早くなるため注意すること。
- 印象の消毒には次亜塩素酸製剤の使用を推奨する。消毒方法の詳細は、使用する薬剤の取扱説明書を参照すること。

## 【使用上の注意】

## [重要な基本的注意]

- 本品の使用による発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し医師の診断を受けさせること。
- ベース、キャタリスト及び練和物が目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合にはすぐに多量の流水で洗浄し、専門医の診断を受けること。
- 本品を衣服に付着させると除去できないため、付着させないこと。
- 相互作用  
併用禁止（下記の製品を併用しないこと。硬化遅延やこれに伴う面荒れが起こる恐れがある。）
  - ラテックスグローブ
  - 縮合型シリコン印象材
  - ポリサルファイド印象材
  - ユージノール系材料
  - 硫酸第二鉄、塩化アルミニウムを含む止血剤
  - 水分、グリセリン、ハンドクリーム

## 【保管方法及び有効期間等】

## 【保管方法】

- 直射日光や高温多湿を避け、暗所で保管すること。
- 使用後はすぐに密栓し、保管すること。

## 【使用期限】

包装に記載されている使用期限（製造日から 2 年）までに使用すること。（使用期限は自己認証〔製造所データ〕による。）

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル  
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1  
電話番号：076-278-8800

製造業者：Sherpa Korea（シェルパ코리아）  
製造国：大韓民国