

歯科材料 01 歯科用金属
管理医療機器 歯科非鋳造用コバルト・クロム合金 70790000

Magnum ティア

【禁忌・禁止】
本合金又は類似成分の合金に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品は、ディスク状の歯科用コバルト・クロム合金である。インレー、クラウン、ブリッジ等の歯科修復物を作製するために用いる。コンピュータ支援設計・製造ユニットで切削加工し、歯科修復物、補綴物を作製する。

形状	寸法	
	直径 (A)	厚さ (B)
ディスク (ステップ付き)	Φ 98.5	12
		13.5
		14
		15
		16
		18
		20
		22
		24.5
		25
		30
形状	寸法	
	直径 (A)	厚さ (B)
ディスク (ステップ付き)	Φ 98.5	6
		8
		10
		12
		13.5
		14
		15
		16
		18
		20
		22
		24.5
		25
		30

単位: mm

【主成分】

コバルト、クロム

【使用目的又は効果】

歯科修復物、補綴物又は装置の作製に用いること。
ただし、歯科用インプラント又は歯科用インプラント
アパットメントの作製に用いるものを除く

【使用方法等】

1. 本品のディスクのサイズを選択し、歯科技工
用 CAM システムにセットする。
2. セットしたディスクをミリングマシンで切
削し、歯科用の修復物、補綴物等を作製する。
3. 作製した修復物、補綴物等の形態修正、研磨
を行う。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- (1) 本品の切削後は鋭利な加工面が残る場合があるの
で、手指等の損傷に十分注意すること。
- (2) 本品の研磨作業などの際には、粉塵による人体への
影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可
した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸引しないこ
と。
- (3) 本品の切削、研磨の際には、目の損傷を防ぐために

保護メガネなどを使用すること。

- (4) 本品、類似成分の合金又は配合成分に対して発疹、
皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、使用の
際に直接皮膚に触れないように保護具を着用するこ
と。

〔重要な基本注意〕

- (1) 本品、類似成分の合金又は配合成分に対して発疹、
皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用し
ないこと。
- (2) 本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患
者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせるこ
と。
- (3) 本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴の
ある術者は本品を使用しないこと。また過敏症状を
起こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断
を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 本品は、塩分、水分を多く含んだ空気による悪影響
を生ずる恐れのない場所、及び外圧のかからない場
所に保管すること。
- 2) 本品は、品質保持のため高温・多湿・直射日光の当
たる場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。
- 3) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管する
こと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：朝日レントゲン工業株式会社
住 所：〒601-8203
京都市南区久世築山町 376 番地の 3
電 話 番 号：075-921-4330
F A X：075-921-6675
U R L：www.asahi-xray.co.jp
e - m a i l：sales@asahi-xray.co.jp
受 付 時 間：9:00～17:00 (休日・弊社休業日を除く)
製 造 元：Mesa Italia S.r.l.
国 名：イタリア