

鍼—R

禁 忌・禁 止

- \* 変色した鍼は使用しないで下さい。
- \* 包装が破損している時は使用しないで下さい。
- \* 製品を分解や改造しないで下さい。
- \* 妊婦、救急事態もしくは施術手術を必要とする場合。

形状



鍼体の寸法 (長さ) mm

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0.5 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
| 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

鍼体の太さ(直径) mm

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

巻直径 mm

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.0 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

テープの直径 mm

|     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

● 構造

鍼は、一体化したもので、鍼体の先は研磨して鍼先を付ける構造とし、テープが附属する。

● 外観

目視で検査したとき、鍼体は真っ直ぐであり、折れや凹凸があってはならない。

テープに汚れ傷等が付着していないか、又、許容範囲外のバリがないか。

● 使用方法

- \* コリや痛みのある部位を清潔にして、商品の 1 枚又は複数 をコリや痛みのある部位へ貼って下さい。
- \* 入浴時にはがす必要はなく、貼り替える時期は個人差があり、おおむね 3 日位で新しい物と貼り替えて下さい。
- \* 使用前には必ず使用上の注意をお読み下さい。

● 使用上の注意

- \* 貼付箇所にカユミやカブレが生じた場合は早めに取り除いて下さい。特にカユミを生じた皮面は、手指でかかないで下さい。
- \* 皮膚の弱い人や顔面に貼る時は、早めに貼り替えて下さい。
- \* 口腔や眼球には使用しないで下さい。

● 保管方法

- \* 直射日光や高温多湿の場所での保管は避けて下さい。
- \* 開封後は清潔な所に保管して下さい。開封後は出来るだけ早くご使用下さい。
- \* お子さまの手の届かない場所に保管して下さい。

● 有効期間

- \* 有効期間は 3 年、又は製造記録書の保管期間以内の任意の期間とする。
- \* 有効期間の表示は、商品包装の箱及びヘッダー紙等の所定位置に明記する。

● 包装

- \* 品目・規格はそれぞれの商品に同封(貼付)しています。

製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等

製造販売業者 大宝医科工業株式会社  
住所 〒731-0211  
広島市安佐北区三入 1-25-9  
電話番号 082-818-2511  
製造業者 大宝医科工業株式会社