

機械器具 06 呼吸補助器
管理医療機器 呼吸回路セット JMDNコード 70566000

ブリージングシステム

【警告】

- * ◆ **本品を使用する前に、呼吸回路の接続部が確実に接続されていることを確認し、人工呼吸器等に接続し、リークや閉塞がないことを確かめてください[閉塞やリークにより換気障害が生じるおそれがあります]。**

【禁忌・禁止】

＜併用医療機器＞

- ◆ **加温加湿器を使用する場合は、人工鼻との併用はしないでください[人工鼻のフィルタが閉塞し、換気が困難となるおそれがあります]。**

【形状・構造及び原理等】

* 1. 構成

- * 本品は下記の部品より構成されています。



* 2. 形状、寸法

- * 1) オートクレバブルスモースホース (φ 22mm × 20cm) (50512500)
* 2) オートクレバブルスモースホース (φ 22mm × 60cm) (50512600)
* 3) オートクレバブルスモースホース (φ 22mm × 75cm) (50512700)
** 4) オートクレバブルスモースホース (φ 22mm × 110cm) (50512800)
** 5) オートクレバブルスモースホース (φ 22mm × 130cm) (50512900)
** 6) オートクレバブルスモースホース (φ 22mm × 180cm) (51003730)
** 7) オートクレバブルスモースホース (φ 15mm × 20cm) (50513100)
** 8) オートクレバブルスモースホース (φ 15mm × 60cm) (50513200)
** 9) オートクレバブルスモースホース (φ 15mm × 75cm) (50513300)
** 10) オートクレバブルスモースホース (φ 15mm × 130cm) (50513400)
** 11) オートクレバブルスモースホース (φ 15mm × 180cm) (51005801)

* 3. 作動原理

- * 中空である呼吸管内にガスを通過させることによって目的の場所へ送気する。

【使用目的又は効果】

人工呼吸器等に接続し、呼吸管理に用いる。

【使用方法等】

1. クリーニングを行ったものを使用し、使用する前にリークテストを必ず行ってください。

2. 使用する前に破損等がないことを確認してください。破損や劣化が認められた場合はすぐに交換してください。
3. 患者さんに使用する前に、全ての接続部(アクセサリも含めて)が、使用中に緩まないようにしっかり接続されていることを確認してください。
* 4. 患者さんに装着する前に、接続した状態で人工呼吸器が正しく作動することを確認してください。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ◆ 各接続部が使用中に外れないように注意してください。
* ◆ 本品を人工呼吸器等に接続して使用する際は、呼吸回路にリーク及び分泌物による閉塞・流量抵抗の増大が生じていないことを確認してください。
** ◆ 呼吸回路にリーク等の問題がある場合は、速やかに呼吸回路を交換してください。
◆ 洗浄・消毒・滅菌後には亀裂や破損がないことを確認してください。

＜その他の注意＞

- * ◆ 直射日光、高温、多湿な場所や、水濡れを避けて室温で保管してください。

【保管方法及び有効期間等】

＜使用期間＞

40回の消毒・滅菌、又は1年の使用(先に到達したほう)。

【保守・点検に係る事項】

＜洗浄・消毒方法＞

- ① 各部品の接続を外してから行ってください。
② 中性洗剤を混ぜたぬるま湯で各部品を洗ってください。
③ 流水にて洗剤を十分に洗い流してください。
* ④ 各消毒液の添付文書に従い各部品を消毒してください。

(推奨薬液)

- ・塩化ベンザルコニウム : オスバン®等
・グルコン酸クロルヘキシジン : ヒビテン®、マスキン®等
・食酢(白) : 酢1、蒸留水3の割合

＜滅菌方法＞

上記の方法により洗浄・消毒し、十分に乾燥させた後、施設で定められた材質と目的に応じた滅菌方法により滅菌を行ってください。

(滅菌条件)

- ・オートクレーブ滅菌 : 121℃、15分間
・EOG滅菌 : 55℃、2～4時間(エアレーション12時間)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- * 製造販売業者の名称 : アイ・エム・アイ株式会社
製造業者名(国名) : Vincent Medical (Dong Guan) Manufacturing Co., Ltd.
(ビンセントメディカル(ドングアン)マニファクチャリング社)(中国)