

機械器具 09 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管
一般医療機器 頭頸部画像診断・放射線治療用患者体位固定具 40898000

BS シリーズ

【禁忌・禁止】

- ・ 本機器に水がかかると、感電事故や装置破損の原因になります。
- ・ 「使用説明書」に記載された用途・目的以外に本装置を使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品は、位置決め装置、スタンド、椅子本体で構成され、画像撮影する時に、患者を位置決め固定する。

イヤーロッドの原材料：ポリカーボネート樹脂
（オプション）：ABS 樹脂、ポリアセタール樹脂、アクリル樹脂、カーボン樹脂

【使用目的又は効果】

画像診断を行うため、画像診断時に、患者を適切に位置決め、固定する目的で特別に設計され、画像検査で容易に再現性のある位置決めが必要なときに使用する。

【使用方法等】

1. 設置
機器の設置は専門の技術者（当社又は当社指定の者）に任せること。
2. 位置決め、固定操作
 - (1) 装置の電源を入れる。
 - (2) イヤーロッドを全開にする。
（位置決め装置を操作する。）
 - (3) 患者を椅子に座らせる。
 - (4) イヤーロッドと患者の外耳孔の高さが一致する位置に椅子の高さを調整する。
（椅子昇降スイッチ又は、フットスイッチを操作する。）
 - (5) 患者の外耳孔にイヤーロッドを挿入する。
（位置決め装置を操作する）
 - (6) 画像撮影を行う。
 - (7) 撮影後、イヤーロッドを全開にする。
（位置決め装置を操作する。）
 - (8) 患者を開放する。
 - (9) 装置の電源を切る。

詳細は使用説明書を参照して下さい。

【使用上の注意】

使用にあたっては次の点にご注意ください。

1. 機器を使用する前には次の事項に注意すること。
 - (1) スイッチ、表示器の点検を行い、機器が正常に作動することを確認すること。
 - (2) アースが完全に接続されていることを確認すること。
 - (3) 全てのコードの接続が正確かつ完全であることを確認すること。
 - (4) 機器の併用は正確な診断を誤らせて危険をおこす恐れがあるので、十分注意すること。
2. 機器の使用中は次の事項に注意すること。
 - (1) 装置全般及び患者に異常がないことを絶えず監視すること。
 - (2) 装置及び患者に異常が発見された場合には、患者

- に安全な状態で装置の動作を止めるなど適切な処置を講ずること。
- (3) 装置に患者が触れることのないように注意すること。

3. 機器の使用後は次の事項に注意すること。
 - (1) 定められた手順により使用前の状態に戻した後、電源を切る。
 - (2) コード類のとりはずしに際してはコードを持って引抜くなど無理な力をかけないこと。
 - (3) 付属品、コード、導子などは清浄にした後、整理してまとめておくこと。
 - (4) 装置は次回の使用に支障のないよう必ず清浄にしておくこと。

5. 故障したときは勝手に触らないで適切な表示を行い、修理は専門家にまかせること。

6. 本品を改造しないこと。

7. その他
装置を廃棄する場合は、産業廃棄物となります。弊社営業部にご連絡をいただくか、地方自治体毎に定められた条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処理業者に廃棄処分を依頼して下さい。

【貯蔵・保管方法及び使用期間】

保管場所については次の事項に注意すること。

- (1) 水のかからない場所に保管すること。
- (2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響が生じる場所に保管しないこと。
- (3) 傾斜、振動、衝撃などの影響を受ける場所に保管しないこと。
- (4) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 本品は必ず定期点検を行うこと。
2. しばらく使用しなかった本品を再使用するときは、使用前に必ず正常かつ安全に作動することを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：朝日レントゲン工業株式会社

住 所：〒601-8203

京都市南区久世築山町 376 番地の 3

電 話 番 号：075-921-4330

F A X：075-921-6675

U R L：www.asahi-xray.co.jp

e - m a i l：sales@asahi-xray.co.jp

受 付 時 間：9:00～17:00（休日・弊社休業日を除く）

組み合わせる装置の「使用説明書」を必ずご参照下さい