

機械器具 09 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管
一般医療機器 頭頸部画像診断・放射線治療用患者体位固定具(コード:40898000)

バイトブロックシステム

【禁忌・禁止】

使用方法

1.「再使用禁止」

- バイトブロックカバーは単回使用品なので、再使用しないこと。
- 2.十分に大きく口を開けられない患者に使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状(本体外形寸法: 標準 95mm ±30%)

前歯用 高さ 95

2. 構成

本装置は以下のユニットにより構成されている。

- (1) チンレスト(健常皮膚接触部)
- (2) バイトブロック(患者非接触部)
- (3) バイトブロックカバー(単回使用)

【使用目的又は効果】

歯科用 X 線診断装置と組み合わせ、撮影時の位置づけを保ち、
あるいは再現性のあるものとするために使用する。

【使用方法等】

- (1) 組み合わせる外部機器(X 線診断装置等)にチンレストを取り付ける。
 - (2) バイトブロックにバイトブロックカバーを被せた後、チンレストに取り付ける。
 - (3) 被検者を進入させ顎をチンレストにのせ、バイトブロックカバーを被せたバイトブロックを咬ませせる。
 - (4) 外部機器(X 線診断装置等)のインジケータビームの指示等に従い、被検者を位置づける。
 - (5) 外部機器(X 線診断装置等)を操作し、X 線撮影等を行う。
 - (6) 被検者を開放する。
 - (7) バイトブロックカバーを外し、廃棄する。
 - (8) 下記の方法等で本器を消毒・感染予防する。
 - ① チンレスト
 - ② バイトブロック
エタノール消毒液等による消毒
 - ③ バイトブロックカバー
単回使用
 - (9) 外部機器より本器具を外す。
 - (10) ケースに入れ保管する。
- なお(5)、(6)は撮影装置に関わる操作である。

操作詳細は併用 X 線装置「使用説明書」と併せて参照して下さい。

【使用上の注意】

- 1. プラスティック製品ですので大きな外圧をかけると、変形あるいは破損の恐れがあります。
- 2. 本製品を X 線撮影以外に使用しないでください。
- 3. 使用するにあたっては、必ず以下のいずれかの方法で消毒すること
＜消毒液による消毒＞
 - * エタノール消毒
 - * クレゾール石鹼は 50 倍以上に希釈して使用のこと
 - * オートクレーブ滅菌はできません。

【貯蔵・保管方法及び耐用年数】

・保管方法

室温で保管すること

【保守・点検に係る事項】

・必ず指定された方法で消毒して使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名 : 朝日レントゲン工業株式会社

電話番号 : 075-921-4330

受付時間: 9:00~17:00(休日・弊社休業日を除く)

URL: www.asahi-xray.co.jp

e-mail: sales@asahi-xray.co.jp