

歯科材料 03 義歯床材料

一般医療機器 歯科用パターンレジン 70833000

AG セラミル シリーズ Ceramill PMMA**【形状、構造及び原理等】**

外観形状は次のとおりである。

Dental Arch 型		
品番	型式	厚さ
760311	Ceramill PMMA 71XS	13mm
760303	Ceramill PMMA 71L	20mm

Disk 型		
品番	型式	厚さ
760407	Ceramill PMMA 98×12N	12mm
760408	Ceramill PMMA 98×20N	20mm

原材料：ポリメタクリル酸メチル樹脂

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：朝日レントゲン工業株式会社

住 所：〒601-8203

京都市南区久世築山町 376 番地の 3

電 話 番 号：075-921-4330

F A X：075-921-6675

U R L：www.asahi-xray.co.jp

e - m a i l：sales@asahi-xray.co.jp

受 付 時 間：9:00～17:00（休日・弊社休業日を除く）

製 造 元：アマンギルバッハ (Amann Girrbach AG)

国 名：オーストリア

【使用目的又は効果】インレー、クラウン等鑄造用パターンの作製にレジンを
を用いる。**【使用方法等】**

- (1) 加工装置・コンピュータの電源を ON にして装置を立ち上げ、前面窓を開ける。
- (2) 本品（被加工物）・アタッチメントを加工装置に取り付け、本体の前面窓を閉じる。
- (3) コンピュータを操作し、加工装置に加工プログラムを送る。
- (4) プログラムを開始し、加工を開始する。
- (5) 加工が終了すれば、加工装置の前面窓を開け、本品・アタッチメントを取り外す。
- (6) 本品を型に埋没し、更に湯道を設ける。
- (7) 型を焼成する。本品は焼成時に昇華する。
- (8) 完成した型を使用して、歯科用金属の鑄造物を製作する。
- (9) 鑄造物を仕上げて調整した後、患者に装着する。

詳細は使用説明書を参照して下さい。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- (1) 再溶解して使用しないこと。
- (2) 本品は、可燃性であるので、使用の際は火傷をしないよう注意すること。
- (3) 過度の加熱、加熱したままでの放置はしないこと。
- (4) 本品は、歯科医療、歯科技工有資格者のみ使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- (1) 本品は、高温、直射日光を避けて保管すること。
- (2) 歯科従事者以外が触れないように適切に保管管理すること。

[有効期間]

60 ヶ月 [自己認証（製造元データ）による]

「使用説明書」を必ずご参照下さい