

AG セラミル シリーズ Artex

【形状・構造及び原理等】

1. 外観



2. 型式

コンダイラー型

- ・ Artex BN
- ・ Artex CN
- ・ Artex CT

アルコン型

- * ・ Artex CP (CPR)
- ・ Artex CR

3. 原理

生体の顎関節窩に相当する上弓と、下顎頭に相当する下弓からなる構造があり、人の下顎運動の一部をシミュレートするために用いる。

【使用目的又は効果】

補綴物の製作及び診断に使用し、患者の下顎運動をシミュレートするために用いる。

【使用方法等】

インサイザルピン上部の目安線に上弓の上面を合わせ、矢状顎路傾斜角、平行側側方顎路角、作業側側方顎路角を基本的な値に設定し、フェイスボウにより上顎模型を装着し、上顎歯列をトランスファーする。

- (1) フェイスボウからマウントする前にマウンティングプレートを本品に装着する。
- (2) フェイスボウで印記したワックスの上に模型をマウンティングする。
- (3) バイトフォークから模型がずれないように固定して上顎からマウンティングする。
- (4) 上顎をマウントした状態で石膏が固まるまで待つ。
- (5) シリコンバイトやワックスバイトを咬ませ、ワックス等で固定する。
- (6) 咬合器を裏返して石膏が流れ落ちないように、下顎をマウンティングする。
- (7) 正確にマウンティングされているかを確認する。
- (8) 側方顎路角を調整する。
- (9) 矢状顎路角を調整する。

詳細は使用説明書を参照して下さい。

【使用上の注意】

- (1) 付属の使用説明書を必ず参照すること。
- (2) 本器は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外に使用しないこと。
- (3) 本器は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (4) 患者の咬合機能を再現する以外の目的には使用しないこと。
- (5) 無理な角度で使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：朝日レントゲン工業株式会社

住 所：〒601-8203

京都市南区久世築山町 376 番地の 3

電話番号：075-921-4330

F A X：075-921-6675

U R L：www.asahi-xray.co.jp

e-mail：sales@asahi-xray.co.jp

受付時間：9:00～17:00（休日・弊社休業日を除く）

製 造 元：アマンギルバッハ (Amann Girrbach AG)

国 名：オーストリア