

機械器具 09 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管
一般医療機器 頭頸部画像診断・放射線治療用患者体位固定具 40898000

耳鼻科用レスト

【禁忌・禁止】

組み合わせる装置の使用説明書に記載の使用用途
・使用目的以外に本品を使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品は、チンレストとチークレストで構成され、ウォーターズ法など複数の撮影手法に対応する。

載置部の原材料：ABS 樹脂、アクリル樹脂、塩化ビニル樹脂のうちの 1 種を選択

【使用目的又は効果】

歯科領域で使用されるセファロ撮影機能（一般撮影機能）を使用して、耳鼻科領域の撮影を行う際に被験者を位置付けるために使用する。

【使用方法等】

- (1) 本品より撮影手法に対応したレストを選び、X 線診断装置に装着する。
- (2) 被検者を進入させ、顎あるいは頬をレストの載置台に載せて X 線診断装置に位置づける。
- (3) X 線診断装置を操作し撮影を行う。
- (4) 被検者を解放する。
- (5) X 線診断装置に装着した本品を取り外し、消毒した後保管する。

詳細は X 線装置の使用説明書を参照して下さい。

【使用上の注意】

1. 朝日レントゲン工業指定以外の X 線装置と組み合わせないこと
2. プラスチック製品なので、大きな外圧がかかると、変形または破損の恐れがあります。
3. 本品を X 線撮影以外に使用しないこと。
4. 使用するときは、必ず消毒液で消毒すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間】

1. 保管場所については次の事項に注意すること。
 - (1) 水のかからない場所に保管すること。
 - (2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響が生じる場所に保管しないこと。
 - (3) 傾斜、振動、衝撃などの影響を受ける場所に保管しないこと。
 - (4) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

本品を暫く使用しなかったときは、必ず使用前に点検すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：朝日レントゲン工業株式会社
住 所：〒601-8203 京都市南区久世築山町 376 番地の 3
電話番号：075-921-4330
F A X：075-921-6675
U R L：www.asahi-xray.co.jp
e-mail：sales@asahi-xray.co.jp
受付時間：9:00～17:00（休日・弊社休業日を除く）