

アスペンサージカル ベッセルループ

再使用禁止

【警告】

本品はディスポーザブル製品であるため、再使用しないこと。

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

- 再使用禁止。
- 使用目的以外には使用しないこと。
- 包装が破損していたり、汚損した場合には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

● 形状

1. 製品の名称及び構成

滅菌済み単回使用の製品であり、手術中における血管及び臓器の保持もしくは識別に用いられる医療用シリコンからなる紐である。なお、天然ゴムラテックスフリーであり、X線不透過である。

名称（色）	寸法（幅×長さ）
ベッセルループ ミニ 長さ/406 mm（赤、青、黄、白）	1.5mm×406mm
ベッセルループ マキシ 長さ/406 mm（赤、青、黄、白）	2.5mm×406mm
ベッセルループ スーパーマキシ 長さ/559 mm（白、青）	5mm×559mm
ベッセルループ マイクロミニ 長さ/406 mm（青）	0.53mm×406mm
ベッセルループ ミニ 長さ/762 mm（赤、青、黄、白）	1.5mm×762mm
ベッセルループ マキシ 長さ/762 mm（赤、青、黄、白）	2.5mm×762mm

2. 外観



※鉗子は含まない。

- 血液、体液、粘膜等に接触する原材料
シリコン

● 原理

本品は医療用シリコンで作られた紐であり、血管及び臓器を一時的に保持する。また、赤、青、黄、白の4種類の色調からなり、使用時に血管や臓器を識別する。

【使用目的又は効果】

本品は、医療用シリコンで作られた紐であり、手術中における血管及び臓器の保持もしくは識別に用いられる。本品は、単回使用である。

【使用方法等】

1. 使用期限を過ぎていないこと、本品及び本品の包装に破損又は汚損がないことを確認する。
2. 滅菌包装より無菌的に取り出す。
3. 血管や臓器の裏側に本品を通し、保持もしくは識別をする。
4. 本品使用後は適切に廃棄する。

【使用上の注意】

- 重要な基本的注意
 - ・本品はディスポーザブル製品であるため、1 回限りの使用とすること。
 - ・本品は滅菌済み製品であるため、開封は使用直前に行い、かつ無菌的に取り扱うこと。
 - ・本品は 8 時間以内の限られた接触時間用に設計されている。8 時間を超えて接触しないように使用すること。
 - ・本品は体内への埋め込み、移植等に使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 保管方法
 - ・気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響が生ずる恐れのない場所に保管すること。
 - ・高温になる場所や直射日光の当たる場所を避けて保管すること。
 - ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

● 使用期限

本品の包装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

● 製造販売業者

株式会社アムコ
TEL：03-3265-4261

● 外国製造業者

製造業者：アスペンサージカル社（Aspen Surgical Products, Inc.）
国 名：アメリカ合衆国