

類別：機械器具 80 はり又はきゅう用器具
一般医療機器（クラスⅠ） 一般的名称：家庭用貼付型接触粒（JMDN コード：71026000）

販売名：丸山式 コリドラ

【警告】

1. 小児及び監督を必要とする方の手の届かない場所に保管すること。
2. 誤飲を防ぐために小児に使用しないこと。
万一、飲み込んだ場合には、すぐに医師の診断を受け、指示に従うこと。
3. 本品の使用目的以外には使用しないこと。

4. 使用中には、次のことに注意してください。
 - ① 身体に異常を感じたときには、使用を直ちに中止してください。
 - ② 装着部に発しん(疹)、発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合は、使用を直ちに中止してください。
 - ③ 他の治療器と同時に使用しないでください。
 - ④ テープの粘着性が弱くなった場合は、新しいテープと交換してください。
5. 使用後及び保管には、次のことにご注意ください。
 - ① 機器を廃棄する時には、お住まいの市町村の廃棄方法に従ってください。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状
 - ・本体寸法：12.5mm×12.5mm ± 10%
 - ・本体厚み：3.7mm ± 10%

2. 動作原理
 - ・本体部による圧迫でコリを緩解する。

【使用目的、効能又は効果】

粘着テープによって、本品を身体のコリの部分に貼付することで圧迫し、「コリの緩解」を目的とする。
本品は家庭において使用する。

【品目仕様等】

1. 本体外形寸法：表示値±10%以内であること。
2. 本体外観：割れ、欠損がないこと

【操作方法又は使用方法等】

1. 貼付テープに本体を貼付します。
2. コリを感じる部分に本体部分をあて、貼付テープで固定します。
3. 使用期間の目安は1～2日です。
4. 使用後は身体より取り外し、自治体の定めに応じて廃棄してください。

*貼付位置については、末尾のイラストを参照してください。

【使用上の注意】

1. 医師の治療を受けている人や下記の人は医師と相談のうえご使用ください。
 - ① 心臓に障害のある人。
 - ② 妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。
 - ③ 糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害による知覚障害のある人。
 - ④ 皮膚に感染症及び又は創傷のある人。
 - ⑤ 体温 38℃以上(有熱期)の人。
例 1. 急性炎症症状〔けん(捲)怠感、悪寒、血圧変動など〕の強い時期。
例 2. 衰弱しているとき。
 - ⑥ ねんざ(捻挫)、肉離れなど、急性〔とう(疼)痛性〕疾患の人。
2. 使用しても効果が現れない場合、医師又は専門家に相談してください。
3. 使用する前には、次のことに注意してください。
 - ① 製品に割れなどがないかを点検し、割れなどがある場合は使用しないでください。

【取扱い上の注意】

- ・機器は改造しないでください。

【保守・点検に係わる事項】

- ・常に使用前後の点検を励行し、機器に異常が発見された場合にはすぐに使用を中止してください。
- ・機器は改造しないでください。

【包装】

- ① 2 個入り（専用テープ付）
- ② 6 個入り（専用テープ付）

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

製造販売業者：愛知電子工業株式会社
住 所：愛知県名古屋市中白区池見 2-8
電 話：052-835-0055

製造業者：愛知電子工業株式会社

総販売元：株式会社 ユニカ
住 所：宮城県仙台市太白区あすと長町 4-2-10
電 話：022-304-1162

貼付位置参考図

