

機械器具 16 体温計
一般医療機器 再使用可能な体温計プローブ (37340001)

オランテック体温計プローブ

【禁忌・禁止】

1. 本電極は未滅菌品のため生体の皮膚表面以外での使用
2. 高気圧酸素治療装置内での使用
3. 可燃性麻酔ガスあるいは高濃度酸素の雰囲気内での使用
4. 磁気共鳴画像診断装置 (MRI) との併用
5. 皮膚疾患や創傷のある部位における使用

【作動原理】

本製品は、サーミスタの抵抗値が温度によって変化することを利用し、サーミスタ温度センサによって皮膚等の体表面体温を測定する。

**【形状・構造及び原理等】

＜形状＞

品番：TS-Y400-AS30
説明：体温計プローブ



品番：TA-NK-2AD03
説明：体温中継コード



品番：TA-Y400-AD50
説明：延長ケーブル



【使用目的又は効果】

測定機器に接続し、体温測定のため、通常体表面に装着する器具である。本品は、一時的な使用での短期的使用を意図しており、洗浄して再使用することができる。

【使用方法等】

＜使用方法＞

1. 使用前に、医療用洗浄・消毒手順に従って洗浄・消毒を行う
2. 測定機器本体の取り扱い方法に従い、体温プローブを接続する
3. 体温センサ先端部を腋下にテープ等で取り付ける
4. 測定機器本体の画面に体温が表示されることを確認する
5. 測定終了後、体温センサを患者から取り外して、測定機器本体から外す
6. 体温プローブは次回の使用に備えて清浄な状態にしておく

【使用上の注意】

＜取り扱いの注意＞

- 本製品の使用温度範囲を遵守する
- 体温センサ部に物理的圧力を加えない
- コネクタは、装置の指定された入力端子にしっかり接続する
- 装置からコネクタを外す時は、コネクタ部を持って静かに引き抜き、リード線を強く引っ張らない
- コネクタの根本部分を折り曲げないように注意する

＜使用後の清掃＞

- 消毒や殺菌は、約 70%のイソプロピルアルコールまたはエチルアルコールを含ませた柔らかい布で清掃する。塩素、ケトン、エーテルまたはエステル溶剤による洗浄や消毒をしない
- アルコール、有機溶剤、洗剤またはアルカリ溶剤に浸さない。ケーブルの被膜が破損する
- コネクタに水が掛からないように注意する

【保管方法及び有効期間等】

＜貯蔵・保管方法＞

- 50℃以下の温度で室内保管する
- 水分、気圧、風通し、日光、ほこり、塩分、硫黄分などの影響を受けるおそれのない暗部な場所に保管する
- 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しない

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

株式会社アイビジョン
電話番号：03-5615-8612

＜外国製造業者＞

Orantech inc.
(オランテック インコーポレーテッド 中華人民共和国)

＜原材料＞

プラグ端：PA6 樹脂+ABS シェル、
ケーブル：TPU、
プローブ端：ステンレス製ダイヤル+エポキシ樹脂封止

＜性能＞

- 測定範囲：25℃～45℃
- 最大許容誤差：±0.1℃
- 応答時間：標準 150s、実測 100s
- 感電防止の保護種別：ホストユニットによって決定される
- 感電防止の保護等級：タイプ BF 適用部
- 動作モードによる分類：連続運転
- 温度プローブの定格電圧および周波数：ホストユニットによって決定される