

歯科材料（07） 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用パターン成形品 31836030
マグフィットハウジングパターン

再使用禁止

【禁忌・禁止】**＜使用方法＞**

- ①本品は記載の使用目的以外で使用しないこと。
- ②再使用禁止

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・直射日光を避け、水濡れのないよう常温、常湿で保管すること。
- ・鉄粉、ほこり等のない環境に保管すること。
- ・酸、アルカリ等化学薬品にさらさないこと。
- ・火気に近づけないこと。

【形状・構造及び原理等】

〔形状、構造〕

1) 磁石構造体向けハウジングパターン

(1) EX シリーズ



タイプ名	対応磁石構造体
EX400	マグフィット EX400
EX600	マグフィット EX600
EX400W	マグフィット EX400W
EX600W	マグフィット EX600W

(2) DX シリーズ



タイプ名	対応磁石構造体
DX400	マグフィット DX400
DX600	マグフィット DX600, DXFS
DX800	マグフィット DX800, DXFL, DXD

【取扱い上の注意】

- ①本品は破損しやすいので、取り扱いに注意すること。
- ②火気に近づけないこと
- ③異なるタイプを使用しないように注意すること

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者及び製造業者：愛知製鋼株式会社

住 所：〒476-8666

愛知県東海市荒尾町ワノ割1番地

電話番号：0120-34-0632（フリーダイヤル）

〔原材料〕

- ・ハウジングパターン：PMMA（ポリメタクリル酸メチル）樹脂

〔原理〕

修復物等の製作に用いる樹脂製の既製パターンである。铸造等によって、加熱により溶解され、金属等に置き換えられて、ハウジングを作製するものである。

【使用目的又は効果】

修復物等の歯科用精密磁性アタッチメントのハウジング製作に用いる既製パターンである。

【使用方法等】

- 1) 作業用模型のキーパー上に本品を設置し、用途に応じた形状をワックスで付与する。
- 2) 通法に従い、歯科用金属で铸造する。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- ①本品は破損しやすいので、取り扱いに注意すること。
- ②異なるタイプを使用しないように注意すること。
- ③本品を使用する場所には、消火器具を備えること。
- ④本品を使用する際には、適切な保護具を着用すること。
- ⑤本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ⑥製品の仕様については改良のため断りなく変更する場合があります。
- ⑦本品の使用は、1回のみで、再使用しないこと。