

I P ドライバ

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

- ①過度な応力、負荷をかけないこと。
- ②本品は記載の使用目的以外で使用しないこと。

＜適用対象（患者）＞

- ①金属アレルギーの既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造等】

〔形状・構造〕＊

1. 仮締め用（手回し）ドライバ



タイプ名	先端部寸法
1. 3HDI	1. 3mm 六角
1. 2HDA	1. 2mm 六角

- 1) 1. 3HDI タイプ, 2) 1. 2HDA タイプ

2. トルクコントローラ用ドライバ



タイプ名	先端部寸法
1. 3MDI	1. 3mm 六角

- 1) 1. 3MDI タイプ



タイプ名	先端部寸法
1. 3MDB	1. 3mm 六角
1. 2MDB	1. 2mm 六角

- 2) 1. 3MDB タイプ, 3) 1. 2MDB タイプ

〔原材料〕

- ・ドライバ（ステンレス鋼）

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラント用の補綴物及びインプラントアバットメントを固定などに用いる、再使用可能な機器である。

【使用方法等】

- 1) 機器の選択
使用目的に合うドライバを選択する。必要に応じて適切なトルクコントローラやトルクレンチ等に適切に装着する。
- 2) 着脱
キーパースクリューの上面にあるドライバーホールに差し込み回転させる。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ①本品は、未滅菌製品であるため、口腔内に適用する前、使用後には必ず洗浄・滅菌すること（本品は用時滅菌品である）。

洗浄及び滅菌方法

市販の研磨剤が含まない医療機器洗浄剤とともに、5分間の超音波洗浄を行った後、流水下で十分洗浄し、完全に洗浄剤を洗い流す。その後すぐに水分を拭取り、滅菌バッグに入れて滅菌する。

滅菌法：高圧蒸気滅菌すること。

予備真空がある場合：

温度：132～134℃

暴露時間：4 分以上

処理後すぐに水分を拭取ること

予備真空がない場合：

温度：132～134℃

暴露時間：20 分以上

処理後すぐに水分を拭取ること

- ②使用前に本品の状態を確認し、欠損等の問題がある場合には使用しないこと。
- ③本品を使用している際は、常に患者の全身並びに口腔内の状態を確認し、異常が見られた場合、適切な処置をとり、患者の安全を確保すること。
- ④キーパースクリューの上面にあるドライバーホールに適切に差し込むこと。適切に差し込めない場合は使用を中止すること。
- ⑤本品やインプラントアバットメントに、規定トルクを超えるなどの過度な力、衝撃を与えないこと。
- ⑥組み合わせて使用する製品類は、適度な勘合状態を保つことを術前に確認することをお勧めします。
- ⑦術中に患者が本品を誤飲しないようにすること。
- ⑧本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ⑨製品の仕様については改良のため断りなく変更する場合があります。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ①直射日光を避け、水濡れしないよう常温、常湿で保管すること。
- ②鉄粉、ほこり等のない環境に保管すること。
- ③酸、アルカリ等化学薬品にさらさないこと。

【取扱い上の注意】

- ①洗浄、滅菌並びに使用後は、直ぐに水分を除去すること。
- ②変形や欠損させないように取り扱うこと。

【保守・点検に係わる事項】

〔使用者による保守点検事項〕

- ①使用前に本品の状態を確認し、欠損等の問題がある場合には使用しないこと。
- ②本品は、未滅菌製品であるため、口腔内に適用する前、使用後には必ず洗浄・滅菌すること。
（詳細は【使用上の注意】の①を参照すること）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者及び製造業者：愛知製鋼株式会社
住 所：〒476-8666
愛知県東海市荒尾町ワノ割 1 番地
電話番号：0120-34-0632（フリーダイヤル）