

歯科材料(07) 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用パターン成形品 31836030
マグフィットキーパーパターン M2

再使用禁止

【禁忌・禁止】

本品は記載の使用目的以外で使用しないこと。
再使用禁止。
本品に対し過度な応力、負荷をかけないこと。

- ・鉄粉、ほこり等のない環境に保管すること。
- ・酸、アルカリ等化学薬品にさらさないこと。
- ・火気に近づけないこと。

【形状・構造及び原理等】

〔形状、構造〕



外観写真

タイプ名	対応キーパー
KP400-M2	マグフィット M400
KP600-M2	マグフィット M600
KP800-M2	マグフィット M800
KP1000-M2	マグフィット M1000

〔原材料〕

PMMA(ポリメタクリル酸メチル)樹脂

〔原理〕

本品は、根面板等の上部に規定の凹形状を設けた修復物等を製作することを目的とした既製パターンである。本品は鑄造等の加熱により根面板ワックスと共に溶解し、その後金属等に置換されることでキーパ設置するための凹形状を有する根面板が作製される。

【使用目的又は効果】

本品は、修復物等の歯科用精密磁性アタッチメントの根面板を間接法により製作する際に、キーパを設置するための凹形状を根面板上等に製作することを目的とする。

【使用方法等】

- ① 類似形状品があるため、現物を確認する等、形状に注意して使用すること。
- ② 製品に一般的にサポートと呼ばれる土台及び柱状の構造物が付与されている場合、サポートを除去する。
- ③ 根面板のワックスアップ時、本品をキーパ位置に設置し、通法に従い根面板をワックスアップする。
- ④ 通法に従い根面板を鑄造する。この際、本品は根面板ワックスと共に鑄造等による加熱により焼却され、金属等に置換される。
- ⑤ キーパの設置スペースを有する根面板が作製される。
- ⑥ 必要に応じて、製作されたスペースに対して、切削、研磨等の加工を行ない、形状を形成すること。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- ① 本品を記載の使用目的以外で使用しないこと。
- ② 再使用禁止。
- ③ 本品は破損しやすいため、取り扱いに注意し過度な応力、負荷をかけないこと。
- ④ 本品を使用する場所には、消火器具を備えること。
- ⑤ 本品を使用する際には、適切な保護具を着用すること。
- ⑥ 本品は歯科医療有資格者以外使用しないこと。
- ⑦ 製品の使用については改良のため断りなく変更する場合があること。
- ⑧ 本品は単回使用品であり、再使用しないこと。
- ⑨ 火気に近づけないこと。
- ⑩ 適切なタイプを選択して使用すること。
- ⑪ 使用前に本品の状態を確認し、使用上問題が生じるような欠損等がある場合には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・直射日光を避け、水濡れのないよう常温、常湿で保管すること。

〔包装〕

- ・本品 1 セット

【取扱い上の注意】

- ① 本品は破損しやすいので、取り扱いに注意すること。
- ② 火気に近づけないこと
- ③ 異なるタイプを使用しないように注意すること

【保守・点検に係る事項】

〔使用者による保守点検〕

使用前に本品の状態を確認し、欠損などの問題がある場合には使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者及び製造業者：愛知製鋼株式会社

住 所：〒476-8666

愛知県東海市荒尾町ワノ割 1 番地

電話番号：0120-34-0632（フリーダイヤル）