

カリパー

【禁忌・禁止】

- 1 本製品は使用目的以外に使用しないこと。
- 2 本製品の加工、改造等は絶対に行わないこと。

【形状・構造及び原理】

1. 原材料/材質：ステンレス鋼
2. 形状・構造



3. 原理

本製品は、2本の脚を開いて測定する物体にあてること、脚の開いた長さが目盛シートで読み取れる。

【使用目的、又は効果】

本製品は、骨の直径又は長さを測定するために用いる

【使用方法等】

- 1、本製品は、2本の脚を開閉操作することにより目的部位の直径又は長さ等を測定する
2. 本品は未滅菌ですので、使用前に必ず洗浄、滅菌を行って下さい。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 本書に記載されている全ての注意、指示を熟読し、遵守して使用すること
2. 本製品は未滅菌のため、使用前に必ず洗浄・滅菌を施すこと
3. 本製品は包装から取り出す際、及び使用後、洗浄・消毒・滅菌時には先端に十分注意して取り扱うこと
4. 本製品の使用前に、変形・傷が無いかな等の不具合を確認の上使用すること。不具合を発見した場合は使用しないこと
5. 使用後は、表面に付着している血液、体液、組織片及び薬品等が乾燥しないよう直ちに洗浄すること、その際、取り外し可能なものは取り外し、そうでない物は可動部を良く動かしながら洗浄を施すこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 本品を保管する際は、高温・高湿を避け、塵やほこりの無い清潔な場所に保管すること。
2. 水漏れや直射日光は避けること。

【保守・点検に係る事項】

1. 本製品は、日常点検し器具が正常に動くことを確認すること。
特に変形や傷がないか、ネジが緩んでいないかを十分に点検すること。
2. 洗浄・消毒・滅菌について
 - (1)使用後は表面に付着している血液、体液、組織片及び薬品等が乾燥しないよう直ちに洗浄すること。
 - (2) 酸やアルカリの強い洗剤は避け必ず医療用中性洗剤を使用すること
 - (3) 洗浄後は直ちに乾燥させ、出来れば乾いた布で再度拭き取ること。
 - (4) 汚れが残った状態で滅菌・消毒を行わないこと。
 - (5) 金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、器具の表面が損傷するので汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。
 - (6) 滅菌は高圧蒸気滅菌を行うこと。（130° C/20分）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社アイ・インターナショナル
東京都渋谷区代々木 2-26-5-310
TEL: 03-3379-4666

製造業者

パキスタン、アール・ケイ・ゼット社 (RKZ Surgical PVT Ltd)
パキスタン、ツバサイナダストリー社 (Tubasa Industry)
パキスタン、ラフレシアインダストリー社 (Rafflesia Industry)