

機械器具（14） 打診器

一般医療機器 打診器 JMDN 11950000

販売名：アスターKNT システムハンマー

【警告】

1. 性能、目的に合った使用をすること。性能、使用目的以外での使用は、器具の破損、欠損の原因になります。
2. 本器具を使用部位、その他患者、使用者全ての部位に無理な力が加わらないよう、慎重に取り扱うこと。人体への傷害の原因となる可能性があります。
3. 本器具に破損、欠損がある場合は使用しないこと。人体への傷害の原因となる可能性があります。

【禁忌・禁止】

1. 使用目的以外に使用しないこと。
2. 本製品の改造は人体への傷害、器具の故障の原因となるので、絶対に行わないこと。
3. 強アルカリ・強酸性の洗剤及び消毒剤を使用しないこと。本器具を腐食させ器具の故障の原因となるので、絶対に行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状
弾力性のあるシリコンゴムヘッド、金属製の柄及び痛覚針・触覚ブラシ（一部を除く）から構成される。

※ 触覚ブラシは非医療機器

ハンマータイプ



音叉タイプ



2. 寸法
ハンマータイプ：(D) 2.2cm×(W) 9cm×(H) 24cm
音叉タイプ：(D) 2.2cm×(W) 9cm×(H) 22cm

※ 突起部を含む

3. 重量
ハンマータイプ：195g
音叉タイプ：170g

4. 原材料
(1) ヘッド：シリコンゴム
(2) 本体：アルミニウム
(3) 触覚ブラシ：人工毛
(4) 痛覚針：ステンレス

5. 原理
手操作によりヘッドで胸壁等に刺激を与える。

*【使用目的又は効果】

ハンドル、軸及びヘッドからなる器具をいう。反射を検査するため身体に力を伝達するために用いる。ハンドルは手のひらに適合するように設計され、通常、丸く軸に向かって先細になり、この軸の先端にヘッドがある。打診槌のヘッドは様々な形状のものがある。衝撃を吸収するために片端又は両端をゴム又はプラスチックの様々な形状の物質に取り付けるハンマーヘッドもある。ヘッド全体がゴム又はプラスチック製のものもある。本器具は神経学的検査に用いる。

*【使用方法等】

1. 使用前に、必要に応じて洗浄又は消毒する。
2. 先端を検査部位にあてがい、柄を手で操作してたたき、患者の反応を観察する。
3. 本器具は、胸壁等の打診に用いることもある。
4. 触覚ブラシは疑わしい部位の皮膚にあて、異常の有無あるいはその強弱をはかる。
5. 音叉タイプは、音叉として使用する場合もある。

【使用上の注意】

1. 汚れ、傷、曲がり、破損等の異常がないか点検すること。
2. 使用目的以外の目的で使用しないこと。また使用時に必要以上の力を加えないこと。折損、曲り等の原因になるため。
3. 使用後、血液、体液、組織及び薬品等が付着した場合は、直ちに洗浄液等で清拭すること。アルコール系消毒剤の使用は避ける。

*【保管方法及び有効期間等】

気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり等の悪影響の生じる恐れのない場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後、血液、体液、組織及び薬品等が付着した場合は、直ちに洗浄液等で清拭すること。アルコール系消毒剤の使用は避ける。
2. 金属タワシ、クレンザー（磨き粉）等は、本器具表面を損傷するので使用を避ける。
3. 洗浄後、洗浄剤が残留しないように精製水、脱イオン水等により十分に洗浄し、よく乾燥させること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売業者：株式会社アスター電機

*製造業者：株式会社アスター電機