

器12 理学診療用器具
一般医療機器 冷却パック 37240020

ポーラースキン

禁忌・禁止

【使用目的又は効果】に記載した使用以外の目的には使用しないこと。

【形状・構造及び原理】

アイスシート



サイズ・重さ

スタンダード：約 91.4 x 76.2cm
約 272g

ラージ：約 91.4 x 152.4cm
約 676g

アイスパック



サイズ・重さ

約 38.1 x 27.9 x 3.8cm
約 521.6g

クーリングカラー



サイズ・重さ

約 72 x 14 x 3cm
約 1157g

- ・冷却装置などで冷却した、冷却媒体の入ったパックやシートを患部に当て、冷却する。

【原材料】

- ・ナイロン不織布
- ・吸水性ポリマー

【使用目的又は効果】

熱中症の疑いのある傷病者の深部体温を下げるために使用する。

【使用方法】

使用前に、冷蔵庫・冷凍庫または氷の入ったクーラーボックスで冷やす。

1. 傷病者を、可能であれば、熱源（熱い舗装、日光など）から、安全な場所へ移動する。
2. 傷病者の衣服をできるだけ、取り除く。
3. 傷病者を手当するため、地面、ストレッチャーなどに横たわせる。
4. フォイルパウチの切り目から裂き、開封し、中身を取り出す。

アイスシート

5. アイスシートは、出来るだけ皮膚に直接触れるようにし、上半身を覆い、継続的に風を送る。
6. 1分後、アイスシートを取り外し、氷水へ浸してから、傷病者を覆う。
1分間隔で、この動作を続ける。(複数枚、使用してもよい。)

アイスパック

5. アイスパックを傷病者の、脇の下、大腿部の内側の高い位置へそれぞれ当てる。
6. 傷病者へ、継続的に風を送る。

クーリングカラー

5. クーリングカラーの中央が傷病者の頸部背面の中央に来るようにし、頸部の周りを覆う。
ジェルパックが頸部の側面に来るようにする。
6. 傷病者へ、継続的に風を送る。

7. 救急隊が到着するまで、傷病者の観察と手当を続ける。

【使用上の注意】

本品は使用法のトレーニングを実施した上で、使用してください。

【保管方法及び有効期間】

- ・ 直射日光及び高温多湿を避け室温にて保管

【主要文献及び文献請求先】

アコードインターナショナル株式会社

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アコードインターナショナル株式会社
151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4
TEL:03-3299-6751 FAX: 03-3299-6752

製造業者：ノースアメリカンレスキュー社
North American Rescue, LLC.
(アメリカ・サウスカロライナ州)