

# SAMターニケットXT700

禁忌・禁止

衣服内の固形物の上へ使用してはいけない。

【形状・構造及び原理等】

|      |                                                                                   |                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名  | SAMターニケットXT700                                                                    |                                                                                   |
| 型式   | ブラック                                                                              | オレンジ                                                                              |
| 製品番号 | SAMXT-M700                                                                        | SAMXT-C700                                                                        |
| 形状   |  |  |

原理  
止血帯を巻き上げることにより、圧力を加え血流を遮断する。

【原材料】

ストラップ：ナイロン  
バックル：プラスチック  
プレート：プラスチック  
ロッド：ハイインパクトポリマー

【使用目的又は効果】

- ・ 上肢あるいは下肢に装着し、出血を止める。
- ・ 循環血液の流出を防ぐ。

【使用方法】

1. ストラップを四肢の周りに回し、ストラップ先端のグレーチップをバックルに通します。  
出血部位より 5～7cm 上に位置させ、ストラップを皮膚に直接巻き付けます。
2. バックルの近くでストラップをつかみ、バックルがオートロックするまで、強く引っ張ります。  
ストラップを下方のストラップに巻き付けて固定します。
3. 止血するまでポリマー製のロッドを回し、ストラップを巻き上げます。

4. 止血を確認した後、ロッドをCフックで固定します。  
出血が続く場合は、ロッドを回してさらに締め付けるか、2 本目のターニケットを 1 本目よりも中枢側に装着します。
5. ストラップをCフックの中に通しロッドを覆います。  
ついで TIME バンドでロッドとストラップを固定し、ターニケットを装着した時刻を記録します。

【使用上の注意】

- ・ ターニケットは、教育研修を受けた指導者（医師や救急救命士や隊員など）の管理のもとで使用してください。
- ・ ターニケットは 2 時間以上使用すると恒久的な神経または筋肉の損傷を引き起こす可能性があります。解除は医師の指示に従って行なってください。
- ・ 負傷者を搬送する際は、ロッドとストラップが、ロッドグリップにしっかりと固定されていることを確認してください。
- ・ ターニケットは単回使用の製品です。使用後は適切に廃棄処分してください。
- ・ 製造業者及び製造販売業者は、当該製品の使用に伴う、いかなる障害の責を負うものではありません。

【保管方法及び有効期間】

- ・ 直射日光及び高温多湿を避け室温にて保管

【主要文献及び文献請求先】

アコードインターナショナル株式会社

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アコードインターナショナル株式会社  
151-0072 東京都豊島区巣鴨 1-14-5 3F  
TEL:03-5810-1735 FAX:03-5810-1736

製造業者：サムメディカルプロダクツ社  
SAM MEDICAL PRODUCTS  
(アメリカ・オレゴン州)