

機械器具 22 検眼用器具
管理医療機器 検査用コンタクトレンズ 34651010

ビトレクトミーレンズシステム

【禁忌・禁止】

本品は未滅菌品なので、使用前に必ず滅菌すること。

【形状、構造及び原理等】

裏面参照

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

眼科手術において、患部の観察に用いる。

【使用方法等】

- ①本品を角膜上に装着する。
- ③手術用顕微鏡で、コンタクトレンズを通して眼球内の観察を行なう。
- ④レンズ使用後は、水でよくすすぎ、付着物を洗い流す。

【使用上の注意】

・レンズやリングに割れ、亀裂、汚れ、歪み等があるときは、絶対に本品を使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光、塵芥、高温、多湿を避けて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

＜洗浄＞

中性洗剤で洗浄した後、水で洗剤を洗い流し、充分乾燥させる。

＜滅菌＞

E0G（エチレンオキシドガス）で滅菌する。

滅菌時間：最低1時間

滅菌温度：54℃

空気置換：12時間

ガス滅菌器は、製作者によって仕様・滅菌条件などが異なり、必ずしも上記条件と一致しないことが考えられるため、製作者の設定した条件で滅菌を行なうこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造業者＞

D.O.R.C. International B.V.

オランダ ドルク社

 1284D マカマ-フラット視野角 20°	 1284E ランダー-ス両凹面	 1284F マカマ-拡大レンズ	 1284G ヘイマン視野角 30°
 1284DW ワイドビューフラット	 1284EW ワイドビューハイコンケーブ	 1284GW ワイドビューワイドフィールド	
 1284HW ワイドビュー 20° プリズムレンズ	 1284IW ワイドビュー 30° プリズムレンズ	 1284HM タノ氏拡大プリズム 20°	 1284IM タノ氏拡大プリズム 30°
 1284H トレンチノプリズムレンズ 20°	 1284I トレンチノプリズムレンズ 30°		
 1284B2 シリコンリング	 1284C2 シリコンリング		
 1285. 1 エッカード角膜プロテーゼ	 1285. 2 エッカード角膜プロテーゼ	 1285. 5 エッカード角膜プロテーゼ ※	



製造販売業者
アールイーメディカル株式会社
 RE MEDICAL, Inc.
 本 社 :
 〒540-0011 大阪市中央区農人橋 2 丁目 1 番 29 号
 TEL (06)-4794-8220 (代表)