

機械器具 47 注射針及び穿刺針

管理医療機器 単回使用眼科手術用チューブ付カニューレ 34899022
(単回使用眼科手術用スパーテル 32754002)

バックフラッシュニードル

再使用禁止

【禁忌・禁止】
本品はディスポーザブル製品なので、1 回の使用のみで絶対に再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

I. AU-1281AD  0.9mm 鈍先	II. AU-1281AD-05  25G
III. AU-1281AD-06  ディスポーザブルバックフラッシュニードル ストレート 23G (0.6mm)	IV. AU-1281BD  ブラシ先
V. AU-1281BTD  ブラシ先アスピレーションホール付	VI. AU-1281BTD-05  ブラッシュアスピレーション 25G
VII. AU-1281BTD-06  ディスポーザブルバックフラッシュニードル ブラッシュアスピレーション 23G (0.6mm)	VIII. AU-1281DDM  ディスポーザブルバックフラッシュ ダイヤモンドスパー
IX. AU-1281TDM  延長チップ付	 ルアーコネクター(アスピレーションタイプに付属)

＜原理＞

- ・ストレートタイプ／ブラッシュタイプ（I, II, III, IV, VIII）
フラッシュチューブの一方はニードルと接続されており、他方は閉塞されている。吸引操作孔を指先で押すとフラッシュチューブは収縮する。指先を僅かに開放するとチューブ自身の復元力により吸引力が発生し、患部に挿入したニードル先端より網膜下液を吸引する。
- ・アスピレーションタイプ（V, VI, VII, IX）
接続チューブを市販の吸引筒や吸引装置と接続して使用する。シリコンチューブの吸引操作孔を塞ぐことにより吸引を開始し、開放すると吸引を中止することができる。

【使用目的又は効果】
本品は、網膜剥離手術において、網膜下に滞留する網膜下液の吸引、排出に用いる器具である。

【使用方法等】

- ①ニードルの先端を網膜下間隙へ挿入する。
- ②フラッシュチューブ中央の吸引操作孔を指先で押し戻し操作することにより、網膜下液を吸引、排出する。
- ③アスピレーションタイプは、市販の吸引筒や吸引装置と接続して使用する。シリコンチューブの吸引操作孔をふさぐことにより、吸引を開始する。

【使用上の注意】

- ・ニードルに傷が付かないよう、取り扱いや保管には充分注意すること。
- ・本品は眼科手術時に使用すること。
- ・ニードル先端の眼内への挿入時に、先端を曲げないように注意すること。
- ・本品は1次包装、2次包装されており、1次包装に汚れ、破損、開封等がないことを確認すること。
- ・本品の適用患者は網膜復位の手術を必要とする患者である。

【保管方法及び有効期間】

- ・直射日光・多湿・高温・塵芥を避けて保管すること。
- ・滅菌品の有効期間は、2次包装に別途記載してある。

【保守・点検に係る事項】
本品の滅菌品はディスポーザブル製品なので、1回使用のみで、絶対に再使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
＜製造業者＞
D.O.R.C. International B.V.
オランダ ドルク社
製造販売業者

アールイーメディカル株式会社
RE MEDICAL, Inc.
本 社：〒540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋 2 丁目 1 番 29 号
TEL (06)-4794-8220 (代表)

吸引装置の取扱説明書を必ずご参照下さい。