

機械器具 39 医療用鉗子
管理医療機器 単回使用鉗子 10861002

眼科手術用ディスポーザブルマイクロ鉗子

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・本品は単回使用製品であるため、絶対に再使用しないこと。
- ・本品を眼科手術以外の用途に使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】



材質：ステンレス（チップ、シャフト）

品 名	チップ	カラーコード・外径
ディスポ マイクロ鉗子（グリップタイプ） 23G（0.6mm）		緑 23G/0.6mm
ディスポ エッカード氏 ILM 鉗子 23G（0.6mm）		緑 23G/0.6mm
ディスポ ILM 鉗子 25G（0.5mm）		青 25G/0.5mm
ディスポ ILM 鉗子 23G（0.6mm）		緑 23G/0.6mm
ディスポ ILM 鉗子		赤 20G/0.9mm
ディスポ エッカード氏 ILM 鉗子 27G（0.4mm）		黄 27G/0.4mm
ディスポ マイクロ鉗子（エイシメトリカルエンドグリップ） 23G（0.6mm）		緑 23G/0.6mm

ディスポ エッカード氏 ILM 鉗子		赤 20G/0.9mm
ディスポ エッカード氏 ILM 鉗子 25G（0.5mm）		青 25G/0.5mm
ディスポ ILM 鉗子 パワーエンドグリップ 27G（0.4mm）		黄 27G/0.4mm
ディスポ ILM 鉗子 ワイドグリップ 27G（0.4mm）		黄 27G/0.4mm
ディスポ シャー氏 マイクロ鉗子 23G（0.6mm）		緑 23G/0.6mm
ディスポ マイクロ鉗子（ウルトラピール） 25G（0.5mm）*		青 25G/0.5mm
ディスポ マイクロ鉗子（ウルトラピール） 27G（0.4mm）*		黄 27G/0.4mm

【使用目的又は効果】

組織等を把持、圧迫又は支持するために用いること。

【使用方法等】

- 1) 本品が汚染されないように滅菌包装を開封する。
- 2) 予め作成した強膜上の創口からチップおよびシャフトを眼内に挿入する。
- 3) ハンドピース部を操作し、チップで眼組織（増殖膜等）を把持し、剥離、除去等を行う。
- 4) 使用後は再使用せず、廃棄する。

AU-1286CD-06(S)/AU-1286WD-06(S)
AU-1286ILMD5(S)/AU-1286ILMD6(S)
AU-1286ILMD-1(-S)/AU-1286WD-04(S)
AU-1286WD-1(-5)/AU-1286WD-05(S)
AU-2286KD-06(S)/AU-1286WPD-04(S)
AU-1286WRD-04(S)/AU-2286CD3-06(S)
AU-2286CD305(S)/AU-2286CD304(S)

【使用上の注意】

- 1) 使用前に、汚れ、傷、曲がり、先端の損傷、可動部の動き等に異常がないか点検すること。
- 2) 使用目的以外の目的で使用しないこと。また、折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力を加えないこと。
- 3) 先端部分は非常に微細な構造なので、直接触れないこと。
- 4) 滅菌包装に損傷がある場合、使用しないこと。
- 5) 適用患者：眼科手術を受ける患者

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 汚染を防ぐため清潔な場所に保管をするとともに、病院の基準などに従って有効保管期間の管理をすること。
- 2) 高温、多湿、直射日光及び水漏れを避けて室温で保管する事。
- 3) 滅菌の有効期限は外箱、個別包装に表示。

【保守・点検に係る事項】

滅菌包装に無菌性の保証が疑われる様な汚れ、損傷、開封がある時は使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造業者 オランダ ドルク社

Dutch Ophthalmic Research Center International b.v.

製造販売業者



アールイーメディカル株式会社

RE MEDICAL, Inc.

本 社：〒540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋2丁目1番29号

TEL (06)-4794-8220(代表)

AU-1286CD-06(S)/AU-1286WD-06(S)
AU-1286ILMD5(S)/AU-1286ILMD6(S)
AU-1286ILMD-1(-S)/AU-1286WD-04(S)
AU-1286WD-1(-5)/AU-1286WD-05(S)
AU-2286KD-06(S)/AU-1286WPD-04(S)
AU-1286WRD-04(S)/AU-2286CD3-06(S)
AU-2286CD305(S)/AU-2286CD304(S)