

機械器具 47 注射針及び穿刺針

管理医療機器 単回使用眼科手術用チューブ付カニューレ 34899022

ディスポーザブル ハイボリューム バックフラッシュニードル

再使用禁止

【禁忌・禁止】

本品はディスポーザブル製品なので、1 回の使用のみで絶対に再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

 I. ディスポ バックフラッシュニードル（ハイボリューム型）ストレート 23G (0.6mm)	 II. ディスポ バックフラッシュニードル（ハイボリューム型）ブラッシュアスピレーション 23G (0.6mm)
 III. ディスポ バックフラッシュニードル（ハイボリューム型）ストレート	 IV. ディスポ バックフラッシュニードル（ハイボリューム型）シリコーンブラッシュ付
 V. ディスポ バックフラッシュニードル（ハイボリューム型）ストレート アスピレーション 25G (0.5mm)	 VI. ディスポ バックフラッシュニードル（ハイボリューム型）ブラッシュアスピレーション 25G (0.5mm)
 VII. ディスポ バックフラッシュニードル（ハイボリューム型）ストレート アスピレーション 27G (0.4mm)	 VIII. ディスポ バックフラッシュニードル（ハイボリューム型）ブラッシュアスピレーション 27G (0.4mm)
 IX. ディスポ バックフラッシュニードル（ハイボリューム型）ブラッシュアスピレーション *	 IX. ディスポ バックフラッシュニードル（ハイボリューム型）ソフトチップアスピレーション 23G (0.6mm) *


X. ディスポ バックフラッシュニードル（ハイボリューム型）ソフトチップアスピレーション 25G (0.5mm) *


XI. ディスポ バックフラッシュニードル（ハイボリューム型）ソフトチップアスピレーション 27G (0.4mm) *



ルアーコネクター
(II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII に付属)

組織に接触する材質：ステンレス（ニードル）

シリコーン（シリコーンチップ付タイプのみ）

【使用目的又は効果】

眼科手術時に眼内物質等の吸引に用いること。

【使用方法等】

- 1) 本品の包装を器具が汚染されないように開封する。
- 2) ニードルを予め強膜上に作成した創口から眼内に挿入する。
- 3) フラッシュチューブの吸引操作孔を指先で押し、次いでゆっくり戻す操作をする事により、眼内液等を吸引する。
- 4) アスピレーションタイプ（ストレートアスピレーションタイプ）を使用し能動吸引を行う場合、コネクターを市販の吸引筒や吸引装置に接続し（コネクターの形状を変更する場合、付属のルアーコネクターを使用する）、吸引操作孔を指で開閉しながら眼内液等を吸引する。
- 5) 使用後は再使用せず、廃棄する。

【使用上の注意】

- 1) 本品は眼科手術時に使用すること。
- 2) ニードルに傷が付かないよう、取り扱いや保管には充分注意すること。
- 3) ニードル先端の眼内への挿入時に、先端を曲げないように注意すること。
- 4) 本品は 1 次包装、2 次包装されており、1 次包装に汚れ、破損、開封等がないことを確認すること。

AU-2281AD/BTD-06, AU-2281AD/BD
AU-2281AD/BTD-05, AU-2281AD/BTD-04
AU-2281BTD-S, AU-2281STD04S/05S/06S

5)適用患者：眼科手術を受ける患者

6)本品はディスポーザブル製品なので、1 回使用のみで、絶対に再使用しないこと。

7)吸引器に接続して使用する場合、使用する吸引器の取扱説明書をご確認ください。

【保管方法及び有効期間等】

1)直射日光・多湿・高温・塵芥を避けて保管すること。

2)滅菌の有効期限は製品の外装、個別包装に記載。

【保守・点検に係る事項】

滅菌包装に滅菌が疑われる様な汚れ、損傷、開封がある時は使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造業者 オランダ ドルク社

Dutch Ophthalmic Research Center International b.v.

製造販売業者



アールイーメディカル株式会社

RE MEDICAL, Inc.

本 社：〒540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋2 丁目1 番 29 号

TEL (06)-4794-8220(代表)

AU-2281AD/BTD-06, AU-2281AD/BD
AU-2281AD/BTD-05, AU-2281AD/BTD-04
AU-2281BTD-S, AU-2281STD04S/05S/06S