

機械器具 36 医療用ピンセット
一般医療機器 眼科用ピンセット 16209001

VIT レンズ保持用ハンドル

【禁忌・禁止】

・本品はクリーニング、消毒、滅菌処理を施した後、使用すること。

【形状・構造及び原理等】



レンズホルダー：ステンレス鋼
ハンドル：ステンレス鋼・アルミニウム

【使用目的又は効果】

眼科手術で使用する検査用コンタクトレンズを保持する。

【使用方法等】

1. レンズホルダーを検査用コンタクトレンズのリングの凹部に押し込み、装着する。
2. 眼科手術に使用する。
3. 検査用コンタクトレンズを取り外す際は、検査用コンタクトレンズを片手でしっかりと持ち、ハンドルを引き抜く。

<クリーニング>

方法A

・中性洗剤と清潔な柔らかい綿布または綿棒を使用して洗浄します（エモリエント剤（保湿剤）を含む洗剤の使用は避けてください）。

方法C

1. 水道水（～43℃）に、中性の酵素系洗剤を溶かして、洗浄液を準備します。
2. 1に機器を20分間浸します。
3. 浸したのち、柔らかい毛のブラシで汚れのあとが取り除けるまで機器の表面を磨きます。
4. 常温の水を溜めた槽で洗浄液が完全になくなるまでよくすすいでください（流水でのすすぎは避けてください）。
5. 新たに調製した1に機器を移し、20分間超音波洗浄してください。
6. 超音波洗浄後、常温の水を溜めた槽で洗浄液が完全に取り除けるまで機器を十分すすいでください（流水でのすすぎは避けてください）。
7. 機器に汚れが残っていないか点検してください。汚れが見つかった場合は、新たに調製した洗浄液で洗浄工程を繰り返してください。

場合は、新たに調製した洗浄液で洗浄工程を繰り返してください。

<消毒>

1. 方法Aまたは方法Cで洗浄してください。
2. 以下の表から1種類の消毒液を選択してください。

消毒液	濃度	浸漬時間
グルタルアルデヒド	2%水溶液	25分以上
次亜塩素酸ナトリウム	0.5%水溶液	25分
ディスポーバ消毒液 0.55%	製造元の取扱い説明書を参照してください。	12分以上

3. 選択した消毒液（20℃以上）の中に機器を指定された時間浸してください。
4. 常温の水を溜めた槽でよくすすいでください。最低でも1分間は機器を完全に沈めてすすぎます。機器を水中で動かし、水面上に取り出して再度浸し、水を交換してさらに2回のすすぎを繰り返してください。
5. 柔らかく、清潔な綿布で機器を拭いてください。

<滅菌>

1. 方法Cで洗浄してください。
2. いずれかの方法で滅菌を行います。
 - ・エチレンオキシドガス滅菌
曝露時間：2 時間 ガス濃度：700-750mg/l 湿度：50±20%
温度：52-60℃
 - ・オートクレーブ滅菌（プレバキューム式）
温度：132℃ 滅菌時間：4 分

【使用上の注意】

1. 腐食性の洗剤（酸性、アルカリ性等）は推奨されません。
2. 機器の表面に汚れが付着して乾燥することを最小限にするために、使用後はすぐに洗浄を行ってください。
3. クリーニング、消毒、滅菌を実施するにあたり、機器表面の汚れを乾燥させないことが有効です。可能であれば、洗浄前に機器を水に浸すか湿った布で覆ってください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管する前に機器がクリーニング、消毒、滅菌され、乾燥されていることを確認してください。
2. 機器を、清潔で乾燥した室温環境で保管してください。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造業者

Volk Optical Inc. (ボルク社) 米国

製造販売業者

アールイーメディカル株式会社



RE MEDICAL, Inc.

本 社：〒540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋2丁目1番29号

TEL (06)-4794-8220(代表)