

機械器具 58 整形用機械器具

一般医療機器 歯科用インプラント手術器具 (70965001)

カムログ インプラント手術器具

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止 (CT プランニングチューブ)

【形状・構造及び原理等】**

1. 形状・構造

本品は以下で構成される。

構成品のうち CT プランニングチューブは単回使用のため、再使用できない。

(1) スレッドカッター用アダプター



種類	商品コード
ショート	J5322. 0010
ロング	J5322. 0011

(2) デプス ストップ



種類	商品コード
L 9mm	J5015. 0009
L11mm	J5015. 0011
L13mm	J5015. 0013
L 9mm	J5016. 0009
L11mm	J5016. 0011
L13mm	J5016. 0013

(3) デプス ストップ フォームドリル用

5015 デプス ストップ フォームドリル用



種類	商品コード
径 3. 3mm	J5015. 3300
径 3. 8mm	J5015. 3800
径 4. 3mm	J5015. 4300
径 5. 0mm	J5015. 5000
径 6. 0mm	J5015. 6000

5016 デプス ストップ フォームドリル用



種類	商品コード
径 3. 3mm	J5016. 3300
径 3. 8mm	J5016. 3800
径 4. 3mm	J5016. 4300
径 5. 0mm	J5016. 5000
径 6. 0mm	J5016. 6000

(4) ドリルエクステンション



種類	商品コード
内部注水	J5002. 0005
外部注水	J5002. 0006

(5) スクリュータイプインプラント埋入用インスツルメント

1) CA 用



商品コード
J5300. 0007

2) 手用(ショート)



商品コード
J5300. 0008

3) 手用(ロング)



商品コード
J5300. 0009

(6) ラチェットアダプター

1) ロング



商品コード
J5002. 0010
J5002. 0011

2) ショート



商品コード
J5002. 0013

(7) デプスゲージ 2. 0-2. 8 スクリュータイプ用



商品コード
J5300. 2028

(8) デプスゲージ



種類	商品コード
2. 0-3. 3	J5300. 2033
2. 8-3. 6	J5300. 2836

(9) 平行ピン



種類	商品コード
2. 0/3. 3mm	J5301. 2033
2. 8/3. 6mm	J5301. 2836

(10) カムログピックアップ



商品コード
J5300. 0030

(11) スクリュータイプ用埋入ツール



種類	商品コード
3. 3mm	K5302. 3310
3. 8mm	K5302. 3810
4. 3mm	K5302. 4310
ショート 3. 3mm	K5302. 3311
ショート 3. 8mm	K5302. 3811
ショート 4. 3mm	K5302. 4311
ショート 5. 0-6. 0mm	K5302. 6011

(12) スクリュータイプインプラント保持ツール



種類	商品コード
3. 3mm	J5302. 3300
3. 8mm	J5302. 3800
4. 3mm	J5302. 4300
5. 0mm	J5302. 5000
6. 0mm	J5302. 6000

(13) ユニバーサルリングレンチ



商品コード
J5302. 0010

(14) CT プランニングチューブ



種類	商品コード
2. 0mm	A2002. 2000
2. 2mm	A2222. 2200

(15) 埋入ツール

1) 手用/ラチェット用



種類	商品コード
エクストラショート	J5300. 0031
ショート	J5300. 0032
ロング	J5300. 0033

2) CA 用



種類	商品コード
ショート	J5300. 0036
ロング	J5300. 0037

2. 原材料

スレッドカッター用アダプター デプス ストップ ドリルエクステンション スクリュータイプインプラント埋入用イン スツルメント ラチェットアダプター カムログピックアップ スクリュータイプ用埋入ツール ユニバーサルリングレンチ 埋入ツール	ステンレス スチール
デプス ストップ フォームドリル用 デプスゲージ 2.0-2.8 スクリュータイプ用 デプスゲージ 平行ピン スクリュータイプインプラント保持ツール CT プランニングチューブ	チタン合金

【使用目的又は効果】＊

本品は、再使用可能な歯科用インプラントの外科手術に使用する器具類である。

【使用方法等】＊

1. 使用方法

- (1) スレッドカッター用アダプター
インプラント埋入の際、ネジ切りを行うスレッドカッター(※d)に接続し、使用する。
- (2) デプス ストップ
パイロットドリル(※d)に装着してドリリングの深さを規定し、ストップパーとして用いる。
- (3) デプス ストップ フォームドリル用
埋入するフィクスチャと同径のフォームドリル(※d)に装着してドリリングの深さを規定し、ストップパーとして用いる。
- (4) ドリルエクステンション
ドリル(※d)により骨を穿孔する際、ドリルのラチェット部に装着し、ドリルの長さを延長する。
- (5) スクリュータイプインプラント埋入用インスツルメント
スクリュータイプインプラント(※a, b)を顎骨内に挿入し、ホルダーを外した後に本品を装着し、フィクスチャ埋入を行う。
- (6) ラチェットアダプター
ラチェットタイプのツール類に装着し、トルクラチェット(※c)もしくは手用で使用するためのアダプター。
- (7) デプスゲージ 2.0-2.8 スクリュータイプ用
スクリュータイプインプラント埋入の際、パイロットドリルによる穿孔後に埋入窩の深さを確認する。
- (8) デプスゲージ
フィクスチャ埋入の際、パイロットドリルによる穿孔後に埋入窩の深さを確認する。
- (9) 平行ピン
フィクスチャ埋入の際、埋入窩の方向性、平行性を確認する。
- (10) カムログピックアップ
先端部でプレースメントヘッドを挟むように把持し、インプラント体をハンドルから取り外し埋入部位に挿入する。
- (11) スクリュータイプ用埋入ツール
トルクラチェットと共に使用し、スクリュータイプインプラントを埋入する。
- (12) スクリュータイプインプラント保持ツール
スクリュータイプ用埋入ツールにインプラント体を装着するときにインプラント体を保持する。

(13) ユニバーサルリングレンチ

プレースメントヘッドのシャフト部をヘックススクリュードライバー(※e)で緩めフィクスチャから取り外す際、フィクスチャが骨内で同時に緩む可能性がある場合にフィクスチャを本品で保持、固定する。

(14) CT プランニングチューブ

診断用及び手術用のステントに使用し、CT による診断及び手術時のパイロットドリルのガイドとなる。

(15) 埋入ツール

ホルダーに収納されているインプラント(※b)に本品を装着してインプラントをホルダーから取り外し、埋入部位に挿入する。

2. 滅菌方法

付着物を洗浄・除去した後、通法に従ってオートクレーブにより滅菌を行う。ただし、オートクレーブによる加熱温度は 160℃を超えないこと。

3. 併用医療機器(※)

	販売名	承認/届出番号
a	カムログインプラント	21200BZY00584000
b	カムログインプラント K-シリーズ	22200BZX00868000
c	カムログ レンチ	27B1X00027000005
d	インプラントドリル 外部注水	27B1X00027000102
e	HEX スクリュードライバー 0.05 インチ	27B1X00027000127

[使用方法に関連する使用上の注意]

- ・ 本品は非滅菌であるため、使用前には必要に応じて洗浄・消毒もしくは滅菌すること。
- ・ 使用後は付着している血液・組織などが乾燥しないように直ちに洗浄液などに浸漬すること。
- ・ 強アルカリ・強酸性の洗浄液又は消毒液は、本品を腐食させる恐れがあるので使用を避けること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者： 株式会社アルタデント
大阪府大阪市北区芝田 2-8-31
電話 06-6377-2221

製造業者： Altatec GmbH (アルタテック GmbH)
ドイツ